

VITA Enamic, VITA

VITA ENAMIC jest pierwszą dentystyczną ceramiką hybrydową na świecie, która posiada podwójnie usieciowaną strukturę. W tym materiale dominuje siatka ceramiczna, która jest wzmocniona przez siatkę polimerową - obie siatki przenikają się wzajemnie. VITA ENAMIC to dentystyczny materiał dwuskładnikowy, który scala pozytywne właściwości ceramiki i kompozytu. Ta nowatorska ceramika hybrydowa gwarantuje po raz pierwszy nie tylko znakomitą elastyczność, lecz również wyjątkową odporność na obciążenia i to natychmiast po adhezyjnym zacementowaniu. Dzięki temu materiał znakomicie nadaje się do wykonywania koron w odcinku bocznym oraz umożliwia wykonywanie uzupełnień o zredukowanej grubości ścianek metodą mało inwazyjną. Poza tym materiał VITA ENAMIC przekonuje swoją wysoką niezawodnością, precyzją kształtu, stabilnością krawędzi oraz wiernym odzwierciedleniem detali anatomicznych w procesie frezowania. Materiał hybrydowy łatwo integruje się z resztą uzębienia oraz gwarantuje naturalną grę kolorów dzięki znakomitej przewodności światła.

VITA ENAMIC IS bloki do wytwarzania uzupełnień hybrydowych w technice CAD/CAM na podbudowach z implantów. Bloki posiadają wstępnie przygotowane złącza o rozmiarze S lub L do bezpośredniego sklejenia uzupełnienia protetycznego z tytanową podstawą, np. Sirona TiBase.

Zalety: wyjątkowej odporności na obciążenia, dzięki której następuje absorpcja sił zucia, możliwość wykonywania delikatnych uzupełnień o cienkich ściankach, przy oszczędnej redukcji substancji zęba, szybka i ergonomiczna produkcja CAM, właściwości materiału bardzo zbliżone do substancji naturalnych zębów.

Dane fizyczne: wytrzymałość na zginanie 150-160 N/mm², twardość 2500 N/mm², współczynnik sprężystości wzdłużnej 30.000 N/mm², gęstość 2,1 g/cm³, odporność na pękanie 1,5 MPa.



Nr art.

M45291

VITA ENAMIC STARTER Set Clinical

Zawartość zestawu: 5 x HT-EM-14 (0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2), 5 x T-EM-14 (0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2), Polishing Set clinical – 8 instrumentów do polerowania wstępnego oraz do wysokiego polysku.

M45290

VITA ENAMIC STARTER Set Technical

Zawartość zestawu: 5 x HT-EM-14 (0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2), 5 x T-EM-14 (0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2), Polishing Set clinical – 8 instrumentów do polerowania wstępnego oraz do wysokiego polysku.

HT, 5 szt.	EM-10 8 x 10 x 15 mm	EM-14 12 x 14 x 18 mm
0M1	M51739	M50163
1M1	M51184	M49245
1M2	M50839	M47033
2M2	M50840	M47034
3M2	M50841	M45295
4M2	M59260	M58853

HT, 5 szt.	IS-16L 18 x 16 x 18 mm	IS-16S 18 x 16 x 18 mm
1M1	M59413	M59422
1M2	M59418	M59423
2M2	M59419	M59424
3M2	M59420	M59569
4M2	M59421	M59570

T, 5 szt.	EM-14 12 x 14 x 18 mm
0M1	M50164
1M1	M45289
1M2	M46466
2M2	M45287
3M2	M45288
4M2	M59600

T, 5 szt.	IS-14L 18 x 14 x 12 mm	IS-14S 18 x 14 x 12 mm
1M1	na zamówienie	
1M2		
2M2		
3M2		
4M2		



VITA Enamic licujemy materiałem VM LC, strona 110



VITA ENAMIC STAINS KIT

Zawartość zestawu: 6 x 2g (white, corn, brown, khaki, blue i black), 20 ml Liquid, 20 ml Glaze, 20 szt. aplikatory, 50 ml Cleaner, 2 x pędzelek nr 1, porcelanowa płytka do mieszania mas (czarna) 8,5 x 11 cm, dwustronna szpatułka do mieszania.

Nr art.
M45294




Uzupełnienia, 2 g

- STAIN 1, white** **M59568**
- STAIN 2, corn** **M62602**
- STAIN 3, brown** **M62603**
- STAIN 4, khaki** **M62604**
- STAIN 5, blue** **M62605**
- STAIN 6, black** **M62606**
- STAINS LIQUID, 20 ml** **M51827**
- GLAZE 20 ml, aplikatory 20 szt.** **M50760**
- Dwustronna szpatułka do mieszania** **M31710**
- Porcelanowa płytka do mieszania mas (czarna) 8,5 x 11 cm 1 sztuka C014** **M41893**

Polishing Set clinical, 8 szt. **M45291**
Dwustopniowy system do polerowania wstępnego i na wysoki połysk, na kątnicę.

Polishing Set technical, 8 szt. **M45290**
Dwustopniowy system do polerowania wstępnego i na wysoki połysk, na prostnicę.



VITA ENAMIC
Narzędzia polerskie



Charakteryzacja
farbkami VITA ENAMIC Stains



Indywidualizacja przy
pomocy VITA VM LC

03