

HeraCeram Zirkonia, Heraeus Kulzer



Materiały HeraCeram Zirkonia doskonale nadają się do podbudów wykonanych z dwutlenku cyrkonu dzięki współczynnikowi rozszerzalności termicznej 10,5 $\mu\text{m}/\text{mK}$. Syntetyczne szkło kwarcowe w najczystszej postaci nadaje materiałom HeraCeram Zirkonia idealne parametry optyczne. Struktura SLS zapobiega pękaniu i odpryskiwaniu materiałów HeraCeram Zirkonia oraz zapewnia maksymalną niezawodność licowania podbudów z dwutlenku cyrkonu. Niezwykle krótkie czasy napalania (napalenie pierwszej warstwy zębiny < 10 minut); identyczne napalanie materiałów HeraCeram i HeraCeram Zirkonia.

Nr art.

Zestaw First-Touch

M40769

Zestaw zawiera: 3 ml Zr-Adhesive neutralny, 3 x 2 ml Liner (LA2, LA3, LA3,5), 3 x 20 g Masy zębiny (DA2, DA3, DA3,5), 3 x 20 g Increaser (INA2, INA3, INA3,5), 2 x 20 g Masy sieczne (S1, S2), 2 x 20 g Enhancer (EHA, EH neutralny), 20 g Maska (MA jasna), 2 x 20 g Masy opalizujące (OS2, OT2), 20 g Masa schodkowa (LM 2), 1 ml Płyn do opakera w paście POL, 25 ml płyn do modelowania ML, pędzelek do opakera w paście PO, pędzelek do modelowania Toray, kolornik.

Zestaw Professional

M40770

Zestaw zawiera: 3 ml Zr-Adhesive neutralny, 9 x 2 ml Liner (LBL3-4, LA2, LA3, LA3,5, LB2, LB3, LC2, LC3, LD3), 2 x 2 ml Liner (intensywny złoty, działkowy), 7 x 2 ml MF (biały, kość słoniowa, kukurydza, oliwka, umbra, mango, polar), 2 ml Glazura GL, 1 ml płyn do opakera w paście POL, 20 ml płyn do farb MF, pędzelek do opakera w paście, pędzelek do farb, kolornik, 9 x 20 g Masy zębiny (DBL3, DA2, DA3, DA3,5, DB2, DB3, DC2, DC3, DD3), 8 x 20 g Increaser (INA2, INA3, INA3,5, INB2, INB3, INC2, INC3, IND3), 4 x 20 g Masy sieczne (S1, S2, S3, SBL), 20 g Transpa Clear, 25 ml płyn do modelowania ML, kolornik, 6 x 20 g Enhancer (EHA, EHB, EHC, EH jasny, EH neutralny, EH szary), 2 x 20 g Maska (MA jasna, MA ciemna), 5 x 20 g Masy schodkowe (HM2, LM1, LM2, LM4, LM6), 20 g Masa korekcyjna COR, 25 ml płyn do modelowania ML, 25 ml płyn do masy schodkowej SM, 10 ml Izolator, kolornik.

Zestaw Linerów

M09334

Zestaw zawiera: 3 ml Zr-Adhesive neutralny, 16 x 2 ml Liner (LA1-LD4), 3 x 2 ml Liner (biały, złoty, działkowy), 1 ml płyn do opakera w paście POL, 2 x pędzelek do opakera w paście, kolornik.

Zestaw Enhancer

na zamówienie

Zestaw zawiera: 6 x 20 g Enhancer (EHA, EHB, EHC, EH jasny, EH neutralny, EH szary), 2 x 20 g Maska (MA jasna, MA ciemna), 5 x 20 g Masy schodkowe (HM2, LM1, LM2, LM4, LM6), 20 g Masa korekcyjna COR, 25 ml płyn do modelowania ML, 25 ml płyn do masy schodkowej SM, 10 ml Izolator, kolornik.

Zestaw Matrix

M09336

Zestaw zawiera: 3 x 20 g Masy mamelonowe (MD1- MD3), 2 x 20 g Zębina wtórna (SD1, SD2), 4 x 20 g Masy Value (VL1- VL4), 4 x 20 g Masy sieczne opalizujące (OS1- OS4), 9 x 20 g Masy opalizującotransparentne (OT1, OT2, OT5, OT10, OTY, OTA, OTB, OTG, OTIce), 25 ml płyn do modelowania ML, 25 ml kolornik.

Zestaw mas zębiny i siecznych

M09335

Zestaw zawiera: 16 x 20 g Masy zębiny (DA1-DD4), 4 x 20 g Masy sieczne (S1-S4), 2 x 20 g Transpa (Clear, biały), 25 ml płyn do modelowania ML, kolornik.

Zestaw Increaser

na zamówienie

Zestaw zawiera: 16 x 20 g Increaser (INA1-IND4), 6 x 20 g Increaser (INS solaris, IN P brzoskwiowy, IN M mango, IN O pomarańczowy, IN C karmel, IN T Taiga), 25 ml płyn do modelowania ML, kolornik.

Tabela kolorów HeraCeram Zirkonia

Kolor	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Liner	LA1	LA2	LA3	LA3,5	LA4	LB1	LB2	LB3	LB4	LC1	LC2	LC3	LC4	LD2	LD3	LD4
Increaser	INA1	INA2	INA3	INA3,5	INA4	INB1	INB2	INB3	INB4	INC1	INC2	INC3	INC4	IND2	IND3	IND4
Increaser	-	-	INC	INC	INC	-	-	INS	INS	-	INT	INT	INT	INT	INT	INT
Dentyna	DA1	DA2	DA3	DA3,5	DA4	DB1	DB2	DB3	DB4	DC1	DC2	DC3	DC4	DD2	DD3	DD4
Incisal	S1	S1	S2	S2	S4	S1	S1	S2	S4	S1	S3	S3	S3	S1	S2	S2
Mamelon/Wtórna dentyna	MD1	MD1	SD2	SD2	SD2	MD2	MD2	MD3	MD3	MD2	SD1	SD2	SD2	MD1	MD3	SD1
Value	VL1	VL2	VL3	VL4	VL4	VL1	VL2	VL3	VL4	VL1	VL2	VL3	VL4	VL2	VL3	VL4
Opal Incisal	OS1	OS1	OS2	OS2	OS4	OS1	OS1	OS2	OS4	OS1	OS3	OS3	OS3	OS1	OS2	OS2
Masa schodkowa HM/LM	1	1	2	2	6	3	3	4	4	5	5	6	6	1	2	4



HeraCeram Zirkonia, Heraeus Kulzer

	Liner 20 g	Dentyňa 20 g	Increaser 20 g	Masa schodkowa wysokotopliwa 20 g
A1	M28570	M22585	M31783	HM 1 M28486
A2	M22278	M18018	M31784	HM 2 M28332
A3	M22279	M22281	M31785	HM 3 M36111
A3.5	M22280	M22282	M31786	HM 4 M36110
A4	M29804	M29801	M31787	HM 5 M36112
B1	M28483	M28318	M31788	HM 6 M36113
B2	M28571	M29802	M29806	HM 7 M36114
B3	M28572	M31402	M31789	
B4	M44957	M31807	M31790	
C1	M38077	M31808	M31791	Masa schodkowa niskotopliwa 20 g
C2	M28568	M25612	M31792	
C3	M34693	M31403	M31793	LM 1 M28331
C4	M35790	M31809	M31794	LM 2 M36115
D2	M28573	M28218	M29807	LM 3 M36116
D3	M28574	M26263	M29808	LM 4 M31404
D4	M44958	M32032	M31795	LM 5 M36117
				LM 6 M35828
				LM 7 M36118
Enhancer 20 g		Gingiva 20 g		
EHA	M31796	G1	M31810	
EHB	M31797	G2	M32093	Adhesive
EHC	M31798	G3	M32094	3 ml M19941
EH Bright	M31799	G4	M32095	Neutral, 3 ml M30705
EH Grey	M31800	G5	M32096	
EH Neutral	M30387			
		Mamelon Dentin 20 g		Dentine
Increaser 20 g		MD1	M30074	20 g
INC	M31806	MD2	M29045	DW7 M30154
INM	M31801	MD3	M31812	DW1 White M30384
INO	M31804			DW M34704
INP	M31803	Secondary Dentin 20 g		
INS	M31802	SD1	M29370	COR, 20 g M31811
INT	M31805	SD2	M31245	
				Ultra White
Opal Transpa 20 g		Incisal 20 g		Incisal S-W, 20 g M34705
OT 1	M28319	S 1	M18020	
OT 2	M18022	S 2	M22395	Maska
OT 5	M18023	S 3	M26264	20 g
OT 10	M30072	S 4	M29803	MABR, bright M30388
OT Y	M22587	SW	M30385	MAS, shadow M30389
OT A	M22589			
OT B	M31815	Opal Incisal 20 g		
OT G	M22588	OS 1	M27225	
OT Ice	M30386	OS 2	M18019	
		OS 3	M31814	
Transpa 20 g		OS 4	M22586	
T	M26946	OSW	M35592	
CLEAR	M22283	Value 20 g		
WHITE	M35398	V1	M18021	
BLUE	M37825	V2	M30073	
		V3	M31813	
		V4	M29044	