

NAUKOWE WYJAŚNIENIE UNIWERSALNOŚCI

Oryginalne technologie Tokuyama Dental zapewniają bezpieczną siłę wiązania

Adhezyjne monomery

3D-SR Monomer zapewnia chemiczne wiązanie do tkanek zęba, cyrkonu, tlenku glinu i nieszlachetnych metali.

Katalizator polimeryzacji

Technologia BoSE wykazuje wysoką aktywność katalityczną w środowisku kwasowym. Cienka warstwa wiążąca uformowana po rozdmuchaniu powietrzem staje się twarda dzięki przyspieszonemu postępowi polimeryzacji i wiązania na powierzchni adhezyjnej (Contact Cure) gdy wchodzi w kontakt z materiałami żywicznymi.

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND

y-MPTES reaguje z powierzchnią ceramiki szklanej

MTU-6 wchodzi w reakcję z metalami szlachetnymi.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA



ZESTAW

- TOKUYAMA UNIVERSAL BOND BOND A / 5ml x 1
- TOKUYAMA UNIVERSAL BOND BOND B / 5ml x 1
- aplikatory x 25
- pojemnik do mieszania X 1 x 1
- jednorazowy pojemnik do mieszania x 5 x 5



Opakowania uzupełniające

- TOKUYAMA UNIVERSAL BOND BOND A / 5ml
- TOKUYAMA UNIVERSAL BOND BOND B / 5ml
- jednorazowy pojemnik do mieszania / 50

POWIĄZANE PRODUKTY

Adhezyjny cement kompozytowy **ESTECEM II**



ZESTAW (UNIWERSALNY)

- | | | |
|--|--|---|
| - PASTA (A/B) UNIVERSAL 2.3ml każda (4.7g każda) x 1 | - końcówki do mieszania cementu x 15 | - aplikatory x 25 |
| - TOKUYAMA UNIVERSAL BOND BOND A / 5ml x 1 | - końcówki mieszające (Mini Mixing Tips) x 5 | - pojemnik do mieszania x 1 |
| - TOKUYAMA UNIVERSAL BOND BOND B / 5ml x 1 | - nakładka do końcówki mieszającej (Mini Mixing Tip) x 5 | - jednorazowy pojemnik do mieszania x 5 |

Uzupełnienie pasty

Pasta A/B 2.3mL każda (4.7g każda) (Uniwersalny A3, Przezierny, Brązowy, Biały opakier)

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji towaru bez uprzedzenia
Manufactured by

Tokuyama Dental Corporation

38-9, Taitou 1-chrome, Taitou-ku, Tokyo, Japan
Tel: +81-3-3835-2261 FAX: +81-3-3835-2265
Email: export-2@tokuyama-dental.co.jp
URL: www.tokuyama-dental.com

Wylączny dystrybutor w Polsce:

marrodent
A HENRY SCHEIN COMPANY

43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 31
tel. 33 810 13 28, fax 33 827 83 02
sklep@marrodent.pl | www.marrodent.pl

Tokuyama Dental

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND

SAMOUTWARDZALNY UNIWERSALNY SYSTEM WIĄZĄCY



Ułatwienie pracy stomatologa z Universal Bond,
doskonała adhezja dla:

1 WSZYSTKICH
PROCEDUR

2 WSZYSTKICH
TECHNIK

3 WSZYSTKICH
MATERIAŁÓW

