


The

Needles

DHT

Igły DHT

bezbolesne
skuteczne
precyzyjne



DENTAL HI TEC

Nasza misja: znieczulenia stomatologiczne

Nie wszystkie igły są takie same !

Needles^{DHT} igły, które tną jak skalpel

Igły DHT są wyjątkowe i opatentowane



Ich specyficzne skośne ścięcie zapewnia precyzję zbliżoną do cięcia ostrzem skalpela. Tkanka miękka jest nacinana, a nie szarpana czy rozdzielana.

Na igłach DHT znajduje się specjalny znacznik, który pozwala prawidłowo określić ścięcie w stosunku do miejsca wkłucia. Znieczulenia stają się bezbolesne.

Ukośne, skalpelowe ścięcie powoduje, że igły DHT penetrują tkankę delikatniej i są bardziej odporne na zginanie. Znieczulenia śródwładłowe i doprzegrodowe są dzięki temu szybsze i bardziej efektywne.

Igły DHT wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej pokrytej cienką warstwą silikonu, dzięki czemu łatwo i bez wysiłku wślizgują się w głąb tkanek.

Ponadto igły DHT są kompatybilne ze wszystkimi karpulami ręcznymi i strzykawkami automatycznymi.



Standardowe igły nie tną tkanki tylko ją rozrywają.

Igły DHT tną tkanki. Penetracja jest łatwiejsza i bezbolesna.

Rodzaje igieł DHT


Needles ^{DHT}	Kolor:		
	30G - 16 mm ø 0,30 mm Biały	30G - 9 mm ø 0,30 mm Zielony	27G - 16 mm ø 0,40 mm Żółty
Osteocentralne - dorośli	X		X
Osteocentralne - dzieci		X	
Śródkostne			X
Nasiękowe	X		
Nasiękowe (dziąsło brzeżne)	X	X	X
Doprzegrodowe		X	
Śródwładłowe		X	
Dopodniebienne	X	X	



DENTAL HI TEC

Nasza misja: znieczulenia stomatologiczne

MADE IN FRANCE



Dystrybutor w Polsce:

marrodent®

A HENRY SCHEIN® COMPANY

43-300 Bielsko-Biała ul. Krasińskiego 31

tel. 33 810 13 28 biuro@marrodent.pl