

# NOWOŚCI I PROMOCJE

GC EUROPE N.V. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE

## GABINET

Oferty ważne do 31 grudnia 2024



## Protokół tworzenia estetycznych koron Mocne rozwiązania dla pięknych zębów

Spośród wszystkich uzupełnień pośrednich, korony nadal cieszą się największą popularnością. Dostępne obecnie opcje uzupełnień pełnoceramicznych, gwarantują doskonałą estetykę. Każdy krok na drodze od planowania do osadzenia uzupełnienia ma znaczenie dla zapewnienia optymalnych wyników i długoczasowego sukcesu klinicznego.

### 1.

#### Warto wiedzieć, co wybrać i dlaczego: dobór materiału

Równowaga estetyki i wytrzymałości z Initial Zirconia Disk oraz Initial LiSi Block lub Press

**Initial Zirconia Disk:** idealna podbudowa dla najbardziej wymagających przypadków

- Wysokie obciążenie zwarciove
- Poddziąsłowa granica preparacji
- Wybór przezierności i poziomu wytrzymałości
- Całkowita integracja z linią ceramik Initial

*initial*<sup>TM</sup>



**Initial LiSi Press & Initial LiSi Block:** w pełni skryształizowany bloczek o najlepszych właściwościach bez konieczności wypalania. Niezrównane właściwości fizyczne i najbardziej naturalna, realistyczna estetyka


- Naturalna opalescencja i przezierność
- Naddziąsłowa lub dodziąsłowa granica preparacji
- Całkowita integracja z linią ceramik Initial
- Perfekcyjna adaptacja brzeżna

### 2.


#### Inteligentny proces przygotowania: dostosuj się do wymagań!

Podczas gdy właściwy dobór materiału jest bez wątpienia kluczowy, odpowiednie przygotowanie zęba ma równie duże znaczenie.

**Dostosuj rodzaj preparacji do materiału odtwórczego**  
Minimalne wymiary podbudowy



dla Initial LiSi Press i Block  
dla Initial Zirconia Disk UHT



dla Initial Zirconia Disk HT



Protokół tworzenia estetycznych koron

ZESKANUJ, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ



Zapraszamy do odkrywania protokołu tworzenia estetycznych koron oraz ich integralnej roli w zachowaniu zdrowia jamy ustnej i uśmiechu. Przyjrzyjmy się sekwencjom procesu przygotowania korony, zwracając uwagę na kilka ważnych dla każdego etapu wskazówek, które są niezbędne dla sprawnego przeprowadzenia procedury.

### 3.





#### Rezultat estetyczny: opcje wykańczania

Poznaj wygodę intuicyjnej pracy z GC Initial, ułożonej w logiczny proces od podbudowy do wykończenia. Wybierz preferowany proces pracy w zależności od konkretnych potrzeb danego przypadku i zawsze uzyskaj najlepszy możliwy wynik.







**A. Pełen kontur/ konstrukcja monolityczna malowana przy użyciu Initial IQ Lustre Pastes ONE** (tlenek cyrkonu lub dwukrzemian litu)



**B. Metoda micro-cutback/ mikrowarstwowanie Initial IQ ONE SQIN** (tlenek cyrkonu lub dwukrzemian litu)



**C. Redukcja cutback/ warstwowanie z Initial Zr-FS lub Initial LiSi** (dwukrzemian litu)



**WSKAZÓWKA:** Indywidualizuj biały tlenek cyrkonu za pomocą Zirconia Coloring Liquids (w zaledwie kilka minut!)

### 4.

#### Bezproblemowe osadzanie korony

Cementowanie adhezyjne lub tradycyjne, w zależności od sytuacji klinicznej i preferencji użytkownika



Pojedyncza korona o wysokich właściwościach estetycznych. Dzięki uprzejmości dr A. Forster, Węgry



Korony cyrkonowe z poddziąsłową granicą preparacji. Dzięki uprzejmości dr J. Tapia Guadix, Hiszpania

#### Cementowanie adhezyjne z G-CEM ONE

- Uniwersalne, wszechstronne rozwiązanie
- Może być stosowany z G-Premio BOND lub G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer, jeśli kształt retencyjny jest niewystarczający
- 4 estetyczne odcienie, stabilne kolorystycznie w czasie
- Doskonała wydajność utwardzania bez dostępu światła (dla masywnych/nieprzeziernych koron)



#### Cementowanie tradycyjne z FujiCEM Evolve

- Idealny w przypadku preparacji poddziąsłowej
- Gdy kształt retencyjny jest wystarczający
- Wysoka siła wiązania z tlenkiem cyrkonu
- Niskie ryzyko nadwrażliwości pozabiegowej
- Preferowany w przypadku wysokiego ryzyka próchnicy



Initial LiSi Press



Initial LiSi Block



Initial IQ Lustre Pastes ONE



Initial LiSi



G-CEM ONE



Initial Zirconia Disks



Initial Zirconia Coloring Liquids



Initial IQ ONE SQIN



Initial Zr-FS



FujiCEM Evolve

## G-CEM ONE™ Universal

Uniwersalny, samoadhezyjny cement kompozytowy

### Uproszczona, uniwersalna procedura adhezyjna dzięki G-Premio BOND:

- Połączenie trzech monomerów funkcyjnych zapewnia optymalną adhezję
- Tylko jeden system wiążący do wszystkich bezpośrednich i pośrednich uzupełnień!
- Wielokrotnie nagradzana konstrukcja butelki zapewnia bardzo precyzyjną aplikację.
- Łatwa aplikacja: nałożyć G-Premio BOND, odczekać 10 sekund, osuszyć sprężonym powietrzem, utwardzać światłem przez 10 sekund.
- Kompatybilny ze wszystkimi metodami wytrawiania (samowytrawianie, wytrawianie selektywne, wytrawianie całkowite).



NOWOŚĆ

Teraz również w połączeniu z G-Premio BOND!


G-CEM ONE jest teraz dodatkowo dostępny w trzech nowych opakowaniach z G-Premio BOND.

Art. Nr 10037118  
**G-CEM ONE Universal Starter Kit A2**  
1 x G-CEM ONE Strzykawka A2 (4,6 g),  
8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular,  
2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips,  
1 x G-Premio BOND 5 ml; **550 zł**

Art. Nr 10037119  
**G-CEM ONE Universal Starter Kit Translucent**  
1 x G-CEM ONE Strzykawka TR (4,6 g),  
8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular,  
2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips,  
1 x G-Premio BOND 5 ml; **550 zł**

Art. Nr 10037120  
**G-CEM ONE Universal System Kit**  
1 x G-CEM ONE Strzykawka A2 (4,6 g),  
1 x G-CEM ONE Strzykawka TR (4,6 g),  
15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular,  
5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips  
1 x G-Premio BOND 5 ml;  
1 x G-Multi PRIMER 5 ml; **635 zł**


### Odcienie G-CEM ONE & G-CEM ONE Universal



## Rozwiązania do cementowania

Przewodnik "GC Luting Guide" pomoże Ci wybrać właściwy materiał. Zawiera również informacje dotyczące poszczególnych etapów cementowania.

Odkryj przewodnik GC Luting Guide!



Więcej informacji można znaleźć w naszym "GC Luting Guide" lub w aplikacji!



Instrukcje krok-po-kroku dla wszystkich procedur cementowania można znaleźć w przewodniku "GC Luting Guide"

## G-CEM ONE

### Samoadhezyjny cement kompozytowy



### Niezawodny

Optymalna siła wiązania zarówno w przypadku preparacji o charakterze retencyjnym jak i nieretencyjnym<sup>1</sup> dzięki funkcji GC Touch Cure - unikalnej zdolności wiązania kontaktowego opcjonalnie stosowanego primeru G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer.

### Uniwersalny

Doskonała siła wiązania do zębów oraz do powierzchni i podłoży: szkliwa, zębiny, cyrkonu, metalu, ceramiki szklanej<sup>2</sup>, ceramiki hybrydowej<sup>2</sup>.

### Estetyczny

Odporne na ścieranie brzegi dla długotrwałych efektów estetycznych.

### Niewrażliwy na technikę pracy

Doskonałe samoutwardzanie dla Twojego poczucia bezpieczeństwa, funkcja tack-cure ułatwiająca usuwanie nadmiaru i oczyszczanie, tolerancja wilgoci i śliny<sup>1</sup>, optymalna płynność pasty i praktycznie brak nadwrażliwości pozabiegowej<sup>3</sup>.



KORZYSTNA CENA

4 + 1

OD 295 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania G-CEM ONE Single Refill lub 2 opakowania G-CEM ONE Twin Refill lub 1 opakowanie G-CEM ONE Twin Refill i 2 opakowania G-CEM ONE Single Refill + G-CEM ONE Single Refill AO3 GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Dostępne opakowania:  
Art. Nr 10006927 **G-CEM ONE Starter Kit A2**  
Art. Nr 10006928 **G-CEM ONE Starter Kit Translucent**  
Zestaw Starter Kit zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml; Cena jednego opakowania; **355 zł**

Art. Nr 10006930 **G-CEM ONE Twin Refill A2**  
Art. Nr 10006931 **G-CEM ONE Twin Refill Translucent**  
Zestaw Twin Refill zawiera: 2 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips; Cena jednego opakowania; **550 zł**

Art. Nr 10006932 **G-CEM ONE Single Refill AO3**  
Art. Nr 10006933 **G-CEM ONE Single Refill White Opaque**  
Zestaw Single Refill zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips; Cena jednego opakowania; **295 zł**

Art. Nr 10006934 **G-CEM ONE Value Refill A2**  
Art. Nr 10006935 **G-CEM ONE Value Refill Translucent**  
Zestaw Value Refill zawiera: 8 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 60 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 20 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips; Cena jednego opakowania; **1 770 zł**

Art. Nr 10006834  
**G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer**  
Zawiera: 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml; Cena jednego opakowania; **305 zł**

Akcesoria:  
Art. Nr 10003289 **Automix Tip for Endo** 10 szt. z końcówką przedłużającą; **65 zł**  
Art. Nr 10003335 **Automix Tip Regular** 10 szt.; **60 zł**

KORZYSTNA CENA

G-CEM ONE SYSTEM KIT

+ INSTRUMENT GRATIS!

Zamów 1 opakowanie G-CEM ONE System Kit lub 1 opakowanie G-CEM ONE Universal System Kit w korzystnej cenie + instrument do usuwania nadmiaru American Eagle M5 CARVE o wartości 260 zł GRATIS!<sup>1</sup>

Art. Nr 10006929 **G-CEM ONE System Kit**  
1 x G-CEM ONE Strzykawka A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Strzykawka TR (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips  
1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml; 1 x G-Multi PRIMER 5 ml  
Cena opakowania; **570 zł** zamiast 705 zł

Art. Nr 10037120 **G-CEM ONE Universal System Kit**  
1 x G-CEM ONE Strzykawka A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Strzykawka TR (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips  
1 x G-Premio BOND 5 ml; 1 x G-Multi PRIMER 5 ml;  
Cena opakowania; **635 zł** zamiast 785 zł

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

<sup>1</sup> Z użyciem G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer  
<sup>2</sup> Z użyciem G-Multi PRIMER  
<sup>3</sup> Wyniki z badań zewnętrznych. Tylko przy użyciu G-CEM ONE. Dane dostępne na życzenie.

## GC FujiCEM™ Evolve

Rozwiązanie do osadzania cyrkonu od lidera w technologii szkło-jonomerów

### O jeden krok do przodu

FujiCEM Evolve to wszechstronne rozwiązanie do cementowania w codziennej pracy, łączące prosty protokół postępowania z wyjątkowymi właściwościami szkło-jonomerów GC. Nowy system dozowania i możliwość utwardzenia światłem w celu usunięcia pozostałości materiału, ułatwiają cementowanie. Ponadto FujiCEM Evolve charakteryzuje się ulepszonymi właściwościami, takimi jak wyższa nieprzepuszczalność dla promieni rtg i bardziej trwałe wiązanie - zwłaszcza z tlenkiem cyrkonu.

Idealny do uzupełnień z metalu i cyrkonu

- Optymalna adhezja do cyrkonu
- Wersja do mieszania ręcznego lub Automix
- Bez konieczności wcześniejszego przygotowania
- Długi czas pracy, krótki czas wiązania
- Odporny na wilgoć - koferdam nie jest wymagany
- Doskonałe uszczelnienie i adaptacja brzeżna
- Optymalna lepkość
- Minimalna grubość warstwy
- Opcjonalne utwardzanie światłem



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo



### KORZYSTNA CENA

JUŻ TERAZ ZACZNIJ STOSOWAĆ

**3 + 1** **420 zł**  
Cena jednego opakowania

Zamów 3 opakowania FujiCEM Evolve Single Pack + 1 opakowanie FujiCEM Evolve Single Pack GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10004927 **FujiCEM Evolve Single Pack**  
Opakowanie zawiera: 1 strzykawkę FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), 15 końcówek GC Push and Click Tip Regular; **420 zł**

Inne dostępne opakowania:

Art. Nr 10004871 **FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix**  
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), bloczek N° 22 do mieszania; **915 zł**

### KORZYSTNA CENA

**20%** **1 735 zł**  
~~2 165 zł~~  
Cena jednego opakowania

Art. Nr 10006621 **FujiCEM Evolve Clinic Pack**  
Opakowanie zawiera: 8 strzykawek FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), 2 bloczki do mieszania N° 22; **1 735 zł** zamiast 2 165 zł

Art. Nr 10004930 **FujiCEM Evolve Triple Pack Automix**  
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), 45 końcówek GC Push and Click Tip Regular; **1 070 zł**

Aksesoria:

Art. Nr 10004917 **Końcówki Push and Click Tip Regular** (15 szt.); **105 zł**  
Art. Nr 10004929 **Końcówki Push and Click Tip Endo** (15 szt.); **140 zł**

## GC FujiCEM 2 Slide & Lock

Wysokiej jakości, modyfikowany żywicą cement glasjonomerowy do osadzania w połączeniu z innowacyjną technologią Force & Fusion



Art. Nr 10003463 **GC FujiCEM 2 Zestaw Starter z metalowym dozownikiem Paste Pak**; **1 075 zł**  
1 x nabój FujiCEM 2 SL (7,2 ml/13,3 g), 15 x końcówka mieszająca SL, 5 x końcówka mieszająca do Endo, 1 x metalowy dozownik Paste Pak

Art. Nr 10003462 **GC FujiCEM 2 Zestaw Starter z dozownikiem z tworzywa GC FujiCEM 2**; **760 zł**  
1 x nabój FujiCEM 2 SL (7,2 ml/13,3 g), 15 x końcówka mieszająca SL, 5 x końcówka mieszająca do Endo, 1 x dozownik z tworzywa GC FujiCEM 2

Art. Nr 10003461 **GC FujiCEM 2 SL Automix**; **1 420 zł**

2 x nabój FujiCEM 2 SL (7,2 ml/13,3 g), 44 x końcówka mieszająca SL

Art. Nr 10003458 **GC FujiCEM 2 SL uzupełnienie**; **1 060 zł**  
2 x nabój FujiCEM 2 SL (7,2 ml/13,3 g), 2 x bloczek do mieszania N°22

### KORZYSTNA CENA

**25%** **1 585 zł**  
~~2 120 zł~~  
Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003468 **FujiCEM 2 SL Eco Pack**  
Zawiera: 4 x nabój FujiCEM 2 SL (7,2 ml/13,3 g); **1 585 zł** zamiast 2 120 zł

Aksesoria:

Art. Nr 10003465 **FujiCEM 2 Mixing Tip SL do Endo uzupełnienie**; **130 zł**  
10 x końcówka mieszająca SL do Endo GC FujiCEM 2 SL (kompatybilne tylko z FujiCEM 2 SL)

Art. Nr 10003464 **FujiCEM 2 Mixing Tip SL uzupełnienie**; **225 zł**  
20 x końcówka mieszająca SL GC FujiCEM 2 (kompatybilne tylko z FujiCEM 2 SL)



Kliknij tutaj, aby przejść do strony internetowej: Initial LiSi Block

initial  
LiSi Block

GC FUJICEM EVOLVE  
GC FUJICEM 2 SL  
GC INITIAL LISI BLOCK



## GC Initial™ LiSi Block

W pełni skryształizowany bloczek CAD/CAM z dwukrzemianu litu

Initial LiSi Block jest w pełni skryształizowanym bloczkiem z dwukrzemianu litu, który zapewnia optymalne właściwości fizyczne bez wypalania. Bloczek cechują wyjątkowe właściwości oparte na opatentowanej przez GC technologii HDM (High Density Micronization) użytej w stomatologii CAD/CAM, aby zapewnić wysoką odporność na ścieranie, precyzyjne krawędzie i estetyczne efekty końcowe. W połączeniu z techniką ONE SQIN – systemem ceramicznym do malowania koloru i nadawania kształtu - można szybko i łatwo osiągnąć jeszcze bardziej estetyczne rezultaty.



### KORZYSTNA CENA


**4 + 1**  
**10 + 3** **510 zł**  
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania bloczków Initial LiSi Block (po 5 sztuk) w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie Initial LiSi Block (5 sztuk) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!<sup>1</sup>  
Zamów 10 opakowań bloczków Initial LiSi Block (po 5 sztuk) w dowolnym odcieniu + 3 opakowania bloczków Initial LiSi Block (po 5 sztuk) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Odcienie:  
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT  
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT  
BL  
Rozmiar 14; **510 zł** za opakowanie  
Opakowanie zawiera 5 bloczków

### Polerowanie i wykańczanie



1 Frezowanie 2 Polerowanie wstępne 3 Nakładanie masy do wypalania ceramiki 4 Kryształizacja 5 Chłodzenie 6 Usuwanie masy do wypalania ceramiki 7 Czyszczenie 8 Polerowanie końcowe  
Źródło: GC R&D, Japonia, dane dostępne na życzenie. \*Przy warunkach testu w oparciu o Instrukcję użytkownika

### 4 x Initial LiSi Block

**G-CEM ONE UNIVERSAL STARTER KIT GRATIS!**

Zamów 4 opakowania bloczków Initial LiSi Block (po 5 sztuk) w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie G-CEM ONE Universal Starter Kit A2 o wartości 550 zł GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



**G-CEM ONE UNIVERSAL STARTER KIT**

**550 zł**  
Cena jednego opakowania



- Oszczędność czasu, ponieważ nie wymaga kryształizacji
- Trwała estetyka
- Idealnie dopasowane krawędzie
- Naturalna opalescencja
- Idealna baza dla techniki ONE SQIN
- Po prostu wyfrezuj, pomaluj i zacementuj

Art. Nr 10037118 **G-CEM ONE Universal Starter Kit A2**  
Art. Nr 10037119 **G-CEM ONE Universal Starter Kit Translucent**

Zestaw zawiera: 1 x G-CEM ONE Strzykawka (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips, 1 x G-Premio BOND 5 ml

Więcej informacji na temat produktu można znaleźć na stronie 4.

EQUIA Forte HT  
ZESTAW PROMOEQUIA Forte HT  
ZESTAW INTRO GRATIS!

Zamów 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw Promo (100 kapsulek, 1 EQUIA Forte Coat 4 ml) + 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw Intro A2 (20 kapsulek, 20 jednostkowych ampulek EQUIA Forte Coat) GRATIS!

**EQUIA Forte HT Zestaw Promo; 1 415 zł**  
Zestaw zawiera: 100 kapsulek EQUIA Forte HT Fil, EQUIA Forte Coat butelka 4 ml, akcesoria  
Odcienie: A2, A2-A3, A3, A3-B2

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



## KORZYSTNA CENA

UZUPEŁNIENIE  
A2 lub A3670 zł  
~~690 zł~~  
Cena jednego opakowania

Korzystna cena dotyczy tylko opakowania uzupełniającego w odcieniu A2 (Art. Nr 10004859) lub A3 (Art. Nr 10004861)!

Dostępne opakowania:

**EQUIA Forte HT, uzupełnienie;**  
Cena promocyjna dotyczy tylko opakowań w odcieniu A2 i A3  
**670 zł** zamiast 690 zł  
Opakowanie zawiera: 50 kapsulek (proszek 0,4 g i płyn 0,1 ml/0,13 g). Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,14 ml.  
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

**EQUIA Forte HT Zestaw Intro; 410 zł**  
Opakowanie zawiera: 20 kapsulek, 20 jednostkowych ampulek EQUIA Forte Coat  
Odcienie: A2, A3, B2

**EQUIA Forte HT Zestaw Promo; 1 415 zł**  
Zestaw zawiera: 100 kapsulek EQUIA Forte HT Fil, EQUIA Forte Coat butelka 4 ml, akcesoria  
Odcienie: A2, A2-A3, A3, A3-B2

**EQUIA Forte HT Zestaw Clinic; 2 455 zł**  
Opakowanie zawiera: 200 kapsulek EQUIA Forte HT Fil, EQUIA Forte Coat butelka 4 ml, akcesoria  
Odcienie: A2, A3, B2

Art. Nr 10004849  
**EQUIA Forte Coat FlipCap**  
Butelka 4 ml, akcesoria; **340 zł**

Art. Nr 10003514  
**EQUIA Forte Coat Unit dose**  
50 jednostkowych ampulek (0,1 ml), akcesoria; **480 zł**

## EQUIA Forte Coat

## Samoadhezyjny kompozytowy lakier ochronny

EQUIA Forte Coat to samoadhezyjny, kompozytowy lakier ochronny z nano-wypełniaczem, który chroni materiał odtwórczy, optymalizując w ten sposób jego właściwości fizyczne. Jest elementem składowym szkłano - hybridowego systemu odtwórczego EQUIA Forte HT. Kolor nakrętki i etykiety butelki EQUIA Forte Coat został zmieniony tak, aby umożliwić bezproblemowe odróżnienie od butelki naszego systemu wiążącego (G-Premio BOND).

Nowe opakowanie  
jednostkowe



## EQUIA Forte™ HT

Najnowszy szklano-hybrydowy system odtwórczy typu bulk fill - Twój niezawodny partner przy odbudowie zębów bocznych

- **Mocniejszy** i nieklejący się materiał, idealny do aplikacji typu bulk fill
- **Zwiększona** przezierność
- Eliminuje zakładanie koferdamu i stosowanie systemu łączącego
- Doskonała biokompatybilność
- Prosta, zaledwie kilkuetapowa procedura odbudowy zębów bocznych - bez konieczności absolutnej izolacji
- Odbudowa wrażliwych, dotkniętych hipomineralizacją zębów (MIH) u młodych pacjentów



**EQUIA Forte HT – technologia hybrydowa**

- **zwiększona przezierność**
- **jeszcze łatwiejsze stosowanie**

WSKAZANIA

- Wypełnienia ubytków klasy I/ostateczne
- **Narażone na przeciężenia zgrzyzowe wypełnienia ubytków klasy II/ostateczne**
- Pośrednie wypełnienia długoczasowe
- Wypełnienia ubytków klasy V i w obrębie cementu korzeniowego
- Odbudowa zrębu korony



NIE zawiera bisfenolu-A



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo

## KORZYSTNA CENA

4 + 1  
10 + 3690 zł  
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania po 50 kapsulek EQUIA Forte HT Fil w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie (50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!

Zamów 10 opakowań po 50 kapsulek EQUIA Forte HT Fil w dowolnym odcieniu + 3 opakowania (po 50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Przewodnik - Restorative  
Dentistry Guide

Więcej informacji można znaleźć w naszym przewodniku "GC Restorative Guide" lub w aplikacji!

RESTORATIVE  
SOLUTIONS

MATERIAŁY  
SZKŁO-JONOMEROWE /  
SZKŁANO-HYBRYDOWE  
GC (6 OPAKOWAŃ)

MIESZALNIK  
SILVERMIX  
GRATIS!



Zamów 6 opakowań po 50 kapsulek materiałów szkło-jonomerowych/szkłano-hybrydowych GC + Mieszalnik SilverMix GRATIS!

Promocja dotyczy wszystkich materiałów szkło-jonomerowych/ szkłano-hybrydowych. Dotyczy materiałów w kapsułkach. Możliwość mieszania kolorów.

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

## GC Fuji™ IX GP

Samoutwardzalny, kondensowalny materiał glasonomerowy o wysokiej lepkości do wypełnień w wersji normalnie wiążącej

Art. Nr 10000563 Fuji IX GP Kapsułki A2; 530 zł  
Art. Nr 10000564 Fuji IX GP Kapsułki A3; 530 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek  
Odcienie: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

Inne dostępne opakowania:

**FUJI IX GP proszek/płyn**  
Zestaw 1-1 zawiera: 15 g proszek A3, 6,4 ml płyn, akcesoria  
Cena jednego opakowania; **390 zł**  
Zestaw 3-2 zawiera:  
3 x 15 g proszek A2, A3, B3; 2 x 6,4 ml płyn, akcesoria  
Cena jednego opakowania; **935 zł**  
Uzupełnienie: 15 g proszek; **255 zł**; 6,4 ml płyn; **195 zł**  
Odcienie: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4



**MATERIAŁY  
SZKŁO-JONOMEROWE /  
SZKLANO-HYBRYDOWE  
GC (6 OPAKOWAŃ)**

**MIESZALNIK  
SILVERMIX  
GRATIS!**

Zamów 6 opakowań po 50 kapsulek materiałów szkło-jonomerowych/szklano-hybrydowych GC + Mieszalnik SilverMix GRATIS!<sup>1</sup>  
Promocja dotyczy wszystkich materiałów szkło-jonomerowych/ szklano-hybrydowych. Dotyczy materiałów w kapsułkach. Możliwość mieszania kolorów.

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

**KORZYSTNA  
CENA**

**4 + 1 | 10 + 3**

Zamów 4 dowolne opakowania po 50 kapsulek materiałów szkło-jonomerowych/szklano-hybrydowych w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie (50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!<sup>1</sup>

Zamów 10 dowolnych opakowań po 50 kapsulek materiałów szkło-jonomerowych/szklano-hybrydowych w dowolnym odcieniu + 3 opakowania (po 50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

## GC Fuji I

Glasjonomerowy materiał do rutynowych procedur cementowania, idealny do osadzania prac na podbudowie metalowej

Art. Nr 10000503 Fuji I, w odcieniu Light Yellow; 515 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek  
Odcień: Light Yellow - jasnożółty

Inne dostępne opakowania:

**Fuji I proszek/płyn**  
Zestaw 1:1 zawiera: 35 g proszek, 20 ml płyn  
Cena jednego opakowania; **535 zł**  
Odcień: Light Yellow - jasnożółty



## GC Fuji IX GP FAST

Samoutwardzalny, kondensowalny materiał glasonomerowy o wysokiej lepkości do wypełnień w wersji szybko wiążącej

Art. Nr 10000579 Fuji IX GP FAST Kapsułki A2; 540 zł  
Art. Nr 10000580 Fuji IX GP FAST Kapsułki A3; 540 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek  
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4



## GC Fuji IX GP EXTRA

Samoutwardzalny, kondensowalny materiał glasonomerowy do wypełnień o wysokiej lepkości i zwiększonej przezierności

Art. Nr 10000571 Fuji IX GP EXTRA Kapsułki A2; 630 zł  
Art. Nr 10000572 Fuji IX GP EXTRA Kapsułki A3; 630 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek  
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, asortyment

Inne dostępne opakowania:

**FUJI IX GP EXTRA proszek/płyn**  
Zestaw 1-1 zawiera: 15 g proszek A2 lub A3, 6,4 ml płyn, akcesoria  
Cena jednego opakowania; **440 zł**  
Uzupełnienie: 15 g proszek; **290 zł**; 6,4 ml płyn; **195 zł**  
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4



## GC Fuji II LC

Światoutwardzalny, modyfikowany żywicą materiał glasonomerowy do wypełnień

Art. Nr 10000524 Fuji II LC Kapsułki A2; 630 zł  
Art. Nr 10000525 Fuji II LC Kapsułki A3; 630 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek  
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2

Inne dostępne opakowania:

**FUJI II LC Improved proszek/płyn**  
Zestaw 3-2 zawiera: 3 x 15 g proszek (A2, A3 i B3); 2 x 6,8 ml płyn; akcesoria  
Cena jednego opakowania; **1 310 zł**  
Uzupełnienie: 15 g proszek; **325 zł**; 6,4 ml płyn; **280 zł**  
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2



## GC Fuji PLUS

Modyfikowany żywicą cement glasonomerowy do osadzania prac protetycznych

Art. Nr 10000509 Fuji PLUS kapsułki A3; 670 zł  
Art. Nr 10000508 Fuji PLUS kapsułki Yellow; 670 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek  
Odcienie: A3, Yellow

Inne dostępne opakowania:

**Fuji PLUS proszek/płyn**  
Zestaw 1:1 zawiera: 15 g proszek, 7 ml płyn, 6,5 g Fuji PLUS Conditioner  
Cena jednego opakowania; **610 zł**

Uzupełnienie: 15 g proszek; **320 zł**; 7 ml płyn; **210 zł**  
Odcienie: A3, Yellow-żółty, Translucent - przezierny



## GC Fuji TRIAGE

Glasjonomerowy materiał o niskiej lepkości, o działaniu ochronnym i kariostatycznym

Art. Nr 003297 Fuji TRIAGE kapsułki w odcieniu Pink; 595 zł  
Art. Nr 003298 Fuji TRIAGE kapsułki w odcieniu White; 595 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek  
Odcienie: Pink – różowy, White - biały

Inne dostępne opakowania:

**Fuji TRIAGE proszek/płyn**  
Zestaw 1:1 zawiera: 15 g proszek, 8 ml (10 g) płyn, 5,7 ml (6 g) Dentin Conditioner, akcesoria  
Cena jednego opakowania; **420 zł**  
Odcienie: Pink - różowy, White - biały



## everX Flow®

Wzmocniony krótkimi włóknami kompozyt płynny do obudowy zębiny

Nie zawiera bisfenolu-A



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo

### Absolutnie stabilna struktura

everX Flow to nowe rozwiązanie GC do trwałego i nieskomplikowanego wzmocnienia wszystkich Twoich uzupełnień. Dzięki łatwości użycia, dwóm kolorom i wyjątkowej wytrzymałości, everX Flow szybko stanie się Twoim nowym produktem numer 1 do wszystkich uzupełnień wymagających stabilnej struktury. Odcień „Bulk” o głębokości utwardzania 5,5 mm jest idealny do głębokich ubytków zębów bocznych, podczas gdy odcień „Dentin” o głębokości utwardzania 2,0 mm - materiałem z wyboru zapewniającym uzyskanie znakomitych rezultatów estetycznych.

### KORZYSTNA CENA

4 + 1  
10 + 3  
270 zł  
Cena jednego opakowania

Zamów 4 strzykawki everX Flow w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka everX Flow Bulk lub Dentin GRATIS!  
Zamów 10 strzykawek everX Flow w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki everX Flow Bulk lub Dentin GRATIS!<sup>1</sup>

Art. Nr 10001490 **everX Flow Bulk; 270 zł**  
Strzykawka 2 ml (3,7 g) Bulk, 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, osłona chroniąca przed światłem

Art. Nr 10001491 **everX Flow Dentin; 270 zł**  
Strzykawka 2 ml (3,7 g) Dentin, 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, osłona chroniąca przed światłem

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

**ODCIEŃ BULK, O GŁĘBOKOŚCI UTWARDZANIA DO 5,5 MM, OPTIMALNY DO ROZLEGŁYCH UBYTKÓW!**

## everX Posterior®

Wzmocniona włóknem szklanym kompozytowa podbudowa do dużych ubytków

Art. Nr 10001049 **everX Posterior; 360 zł**  
Zawiera: 15 ampułek unitip x 0,13 ml (0,25 g)  
Inne dostępne opakowania:

Art. Nr 10001149 **everX Posterior; 1 090 zł**  
Zawiera: 50 ampułek unitip x 0,13 ml (0,25 g)



## D-Light® Pro

Zobacz więcej niż może dostrzec oko  
Lampa LED do polimeryzacji o dwóch długościach fali, z możliwością sterylizacji w autoklawie i trybem detekcji



### Utwardzanie

- Tryb HP - wysokiej mocy 1400 mW/cm<sup>2</sup>
- Niebieska dioda LED emitująca światło o długości fali od 460 do 465 nm
- Fioletowa dioda LED emitująca światło o długości fali od 400 do 405 nm
- Skuteczna polimeryzacja innych dostępnych na rynku fotoinicjatorów
- Tryb LP - niskiej mocy, przy zredukowanej mocy wyjściowej 700 mW/cm<sup>2</sup>, np. w przypadku głębokich ubytków, gdy obszar preparacji znajduje się w pobliżu miazgi

### Wykrywanie

- Tryb DT - detekcji, wykorzystuje tylko światło bliskie ultrafioletu
- Wizualizacja płytki nazębnej
- Wizualizacja zainfekowanej zębiny
- Wizualizacja mikroprzecieków
- Ocena aktywności bakterii w bruzdach
- Wizualizacja materiałów fluorescencyjnych
- Ocena głębokości pęknięć

**PRODUKTY GC DO WYBORU**

**D-light Pro GRATIS!**

Zamów produkty GC (G-ænial, Essentia, everX Flow, CERASMART270 lub EQUIA Forte HT) o wartości co najmniej 16 065 zł + D-Light Pro GRATIS!<sup>1</sup>

Możliwość indywidualnej, dopasowanej do potrzeb gabinetu konfiguracji zestawu produktów po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

### Sterylizacja w autoklawie



### KORZYSTNA CENA

5 290 zł ~~6 400 zł~~

Art. Nr 70000008 **D-Light Pro; 5 290 zł**  
Zawiera: rękojeść i moduł elektroniczny, światłowód (8 mm) baterie akumulatorowe (2 szt.), stację ładującą, zasilacz, adapter EU/UK, osłonę chroniącą przed światłem, miękkie osłony oczu (3 szt.)

### Zobacz zmiany niewidzialne gołym okiem



## G-æniat™ Universal Injectable

Wstrzykuj nasz najmocniejszy materiał do odbudowy bezpośredniej

Płynna konsystencja - długotrwała wytrzymałość

Zoptymalizuj swój sposób pracy!

Innowacyjna konstrukcja zapewnia łatwą aplikację bez efektu spływania

Dzięki bezproblemowemu dozowaniu i łatwej aplikacji materiału nasze

strzykawki i ampułki unitip są przyjazne w użyciu



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo

8 x G-æniat Universal Injectable  
STRZYKAWKI

G-Premio BOND  
UZUPEŁNIENIE GRATIS!

Zamów 8 strzykawek G-æniat Universal Injectable w dowolnym odcieniu + G-Premio BOND uzupełnienie o wartości 420 zł GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



KORZYSTNA CENA

8 + 2 175 zł  
Cena jednego opakowania

Zamów 8 strzykawek G-æniat Universal Injectable w dowolnym odcieniu + 2 strzykawki G-æniat Universal Injectable A2 lub A3 GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

KORZYSTNA  
CENA

G-æniat Universal  
Injectable  
+ G-Premio BOND

835 zł ~~970 zł~~  
Cena jednego opakowania


Art. Nr 10003741  
G-æniat Universal Injectable  
+ G-Premio BOND

Opakowanie zawiera: 3 x strzykawka G-æniat Universal Injectable (1 x A1, 1 x A2, 1 x A3), 1 x G-Premio BOND butelka 5 ml, akcesoria.

G-æniat Universal Injectable strzykawka 1 ml (1,7 g);  
Cena jednej strzykawki: 175 zł

Art. Nr 10003721 A1  
Art. Nr 10003722 A2  
Art. Nr 10003723 A3  
Art. Nr 10003724 A3.5  
Art. Nr 10003725 A4  
Art. Nr 10003734 AE

Art. Nr 10003730 AO1  
Art. Nr 10003731 AO2  
Art. Nr 10003732 AO3  
Art. Nr 10003726 B1  
Art. Nr 10003727 B2  
Art. Nr 10003720 BW



Wyjątkowa wytrzymałość i odporność na ścieranie  
3 kroki w 1 - odbudowa, kształtowanie i konturowanie podczas wstrzykiwania



Nieźródlna polerowalność z wyjątkową estetyką  
Uniwersalne zastosowanie do wszystkich klas ubytków  
Szybsza aplikacja bez strat materiału

Art. Nr 10003728 CV  
Art. Nr 10003729 CVD  
Art. Nr 10003733 JE  
Art. Nr 10003719 XBW

G-æniat Universal Injectable ampułki Unitip 15 x 0,16 ml (0,27 g);  
Cena jednego opakowania: 265 zł

Art. Nr 10006896 A1  
Art. Nr 10006897 A2  
Art. Nr 10006898 A3  
Art. Nr 10006899 A3.5  
Art. Nr 10006900 A4  
Art. Nr 10006909 AE

Art. Nr 10006905 AO1  
Art. Nr 10006906 AO2  
Art. Nr 10006907 AO3  
Art. Nr 10006901 B1  
Art. Nr 10006902 B2  
Art. Nr 10006911 BW

Art. Nr 10006903 CV  
Art. Nr 10006904 CVD  
Art. Nr 10006908 JE  
Art. Nr 10006910 XBW

Jesteś zainteresowany odbudową metodą iniekcji?

Skontaktuj się z Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji.

## Odbudowa metodą iniekcji

Wstrzykuj nasz najmocniejszy materiał do odbudowy bezpośredniej!



DOWIEDZ SIĘ  
WIĘCEJ!

KORZYSTNA CENA

10% 555 zł  
~~615 zł~~  
Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003753 Injection Moulding Kit; 555 zł  
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki (1 ml/1,7 g) G-æniat Universal Injectable po jednej w odcieniu A1, A2, A3; 1 nabój (48 ml) EXACLEAR; 3 końcówki mieszające II L.



Zobacz odbudowę metodą iniekcji kompozytu

Odbudowa metodą iniekcji z użyciem EXACLEAR i G-æniat Universal Injectable dr Serhat Köken



## G-Premio BOND

Światłoutwardzalny uniwersalny system łączący

- Doskonała adhezja do szkliwa i zębiny
- Optymalna konsystencja i zwilżalność
- Natychmiastowe uszczelnienie zębiny
- Do kompozytów, tlenku cyrkonu, tlenku glinu i metali, a także do wszystkich ceramik szklanych (skaleniowych, wzmocnionych leucytem i na bazie dwukrzemianu litu) i do ceramik hybrydowych w połączeniu z G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA= mechanizm podwójnego utwardzania
- Redukcja przebarwień
- Mniej nadwrażliwości pozabiegowej
- Mniej czasochłonna i eliminująca straty procedura

Więcej informacji na temat produktu można znaleźć na stronie 21.



## EXACLEAR

Transparentny materiał poliwinylsiloksanowy

- Wysoka przezroczystość umożliwia dokładną kontrolę wzrokową
- Skuteczne utwardzanie światłem dzięki doskonałej przezroczystości
- Optymalna konsystencja umożliwiająca łatwe umieszczenie w łyżce wyciskowej
- Dobre odwzorowanie, optymalna stabilność i odporność na rozzerwanie podczas aplikacji

Idealny do:

- Techniki formowania metodą iniekcji: łatwa kontrola podczas wstrzykiwania i skuteczne utwardzanie światłem

KORZYSTNA CENA

4 + 1 325 zł  
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania EXACLEAR + 1 opakowanie EXACLEAR GRATIS!<sup>1</sup>

Art. Nr 10001483 EXACLEAR  
Opakowanie zawiera: 2 naboje (48 ml), 6 końcówek mieszających II L; 325 zł

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.



## G-æniál A'CHORD

Zaawansowany uniwersalny kompozyt z prostotą  
jednoodcieniowego systemu  
Prostota, estetyka i efektywność w Twoich rękach

### Prostota A'CHORD

- uproszczony system jednoodcieniowy
- uproszczona procedura postępowania
- po prostu uniwersalny

### Estetyka A'CHORD


- naturalna fluorescencja
- długotrwały połysk
- ekstremalne wyzwania

### Rewolucyjna technologia A'CHORD

- chroniony patentem wypełniacz i powłoka
- wysoka odporność na przebarwienia i ścieranie
- doskonały kontrast na zdjęciach rtg



Przed polerowaniem | Po polerowaniu



© Dr J. Tapia Guadix, Hiszpania

Skontaktuj się z Konsultantem GC  
i poproś o darmową próbkę  
G-æniál A'CHORD



Zeskanuj, aby przejść do strony  
internetowej G-æniál A'CHORD

## KORZYSTNA CENA

### G-æniál A'CHORD Strzykawkę Layering Kit • Core Kit • Trial Kit A

Art. Nr 10006835 **G-æniál A'CHORD Layering Kit**  
Zestaw zawiera: 5 strzykawkę (2,1 ml/4 g) po jednej w odcieniu:  
A2, A3, AO2, AE, JE

Cena zestawu; **995 zł** zamiast 1 175 zł

Art. Nr 10006836 **G-æniál A'CHORD Core Kit**  
Zestaw zawiera: 5 strzykawkę (2,1 ml/4 g) po jednej w odcieniu:  
A1, A2, A3, A3.5, A4

Cena zestawu; **995 zł** zamiast 1 175 zł

Art. Nr 10006769 **G-æniál A'CHORD Trial Kit A**  
Zestaw zawiera: 3 strzykawkę (2,1 ml/4 g) 2 x A2, 1 x A3


Cena zestawu; **600 zł** zamiast 710 zł

## KORZYSTNA CENA

**4 + 1**  
**10 + 3** OD **260 zł**  
Cena jednego opakowania

Zamów 4 strzykawkę lub 4 opakowania ampułek  
G-æniál A'CHORD w dowolnym odcieniu  
+ 1 strzykawkę lub 1 opakowanie ampułek  
G-æniál A'CHORD A2 lub A3 GRATIS!  
Zamów 10 strzykawkę lub 10 opakowań ampułek  
G-æniál A'CHORD w dowolnym odcieniu  
+ 3 strzykawkę lub 3 opakowania ampułek  
G-æniál A'CHORD A2 lub A3 GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC  
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
Promocja obowiązuje w ramach tego samego rodzaju  
opakowania i po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Zeskanuj, aby  
obejrzeć filmy wideo



### STRZYKAWKI

Art. Nr 10006771  
**G-æniál A'CHORD Bleach Kit**  
Zestaw zawiera: 3 strzykawkę (2,1 ml/4 g)  
po jednej w odcieniu BW, BOW, JE  
Cena zestawu: **710 zł**

### Strzykawkę uzupełnienie

1 strzykawkę (2,1 ml/4 g)  
Odcienie standardowe:  
A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6;  
Odcienie opakowkowe: AO1, AO2, AO3;  
Odcienie szklwne: JE (Junior Enamel),  
AE (Adult Enamel);  
Odcienie wybielone: BW (Bleach White),  
BOW (Bleach Opaque White);  
Cena jednej strzykawkę: **260 zł**

### AMPUŁKI UNITIP

Art. Nr 10006772  
**G-æniál A'CHORD Layering Kit Unitip**  
Zestaw zawiera: 75 ampułek (0,16 ml/0,3 g)  
po 15 w odcieniach: A2, A3, AO2, AE, JE  
Cena zestawu: **1 260 zł**

Art. Nr 10006773  
**G-æniál A'CHORD Core Kit Unitip**  
Zestaw zawiera: 75 ampułek (0,16 ml/0,3 g)  
po 15 w odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, A4  
Cena zestawu: **1 260 zł**

### Ampułki unitip uzupełnienie

15 ampułek (0,16 ml/0,3 g)  
Odcienie standardowe:  
A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6;  
Odcienie opakowkowe: AO1, AO2, AO3;  
Odcienie szklwne: JE (Junior Enamel),  
AE (Adult Enamel);  
Odcienie wybielone: BW (Bleach White),  
BOW (Bleach Opaque White);  
Cena jednego opakowania: **280 zł**

4 x G-æniál A'CHORD  
STRZYKAWKI  
lub AMPUŁKI UNITIP

COMPOSITE  
MODELING KIT GRATIS!

Zamów 4 strzykawkę lub 4 opakowania ampułek  
Unitip G-æniál A'CHORD w dowolnym odcieniu  
+ Composite Modeling Kit  
o wartości 435 zł GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC  
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
Promocja obowiązuje w ramach tego samego  
rodzaju opakowania i po uzgodnieniu z  
Konsultantem GC.

6 x G-æniál A'CHORD  
STRZYKAWKI  
lub AMPUŁKI UNITIP

G-Premio BOND KIT  
GRATIS!

Zamów 6 strzykawkę lub 6 opakowań ampułek  
Unitip G-æniál A'CHORD w dowolnym odcieniu  
+ G-Premio BOND Kit  
o wartości 520 zł GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC  
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
Promocja obowiązuje w ramach tego samego  
rodzaju opakowania i po uzgodnieniu z  
Konsultantem GC.



## Przewodnik "Restorative Dentistry Guide" z GC

Przewodnik przedstawia wizualizację 3D wszystkich typów  
ubytków i pokazuje metody ich odbudowy za pomocą  
zaawansowanych cementów glasonomerowych, szklanych  
hybryd GC i/lub materiałów kompozytowych.

Aplikacja pokazuje również krok po kroku, jakie odcienie  
i grubości warstw należy zastosować, aby uzyskać najlepszy  
możliwy rezultat. Ponadto aplikacja zawiera informacje  
dotyczące systemów łączących i technik odbudowy  
z zastosowaniem włókna szklanego, a także szczegółowe  
ilustracje dotyczące naprawy uzupełnień pośrednich.

Więcej informacji można znaleźć w naszym przewodniku  
Restorative Guide lub w aplikacji!



## G-æniel


Uniwersalny kompozyt do niewidocznych uzupełnień – z systemem doboru koloru dostosowanym do wieku



- G-æniel Anterior** oferuje
- Estetykę i kontrast w obrazie rtg
  - Wszechstronność w stosowaniu
  - System odcieni dostosowany do wieku pacjenta
  - Bezproblemową pracę



- G-æniel Posterior** oferuje
- Doskonałą estetykę przy użyciu pojedynczego odcienia
  - Optymalną nieprzepuszczalność dla promieni rtg
  - Nie klejąca się, umożliwiającą kondensację konsystencję
  - Doskonałą wytrzymałość i trwałość



### PROMOCJA AMPUŁKI UNITIP

4 + 1  
10 + 3  
OD 220 zł  
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania ampułek unitip G-æniel Anterior / Posterior w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie G-æniel A2 lub P-A2 GRATIS!<sup>1</sup>

Zamów 10 opakowań ampułek unitip G-æniel Anterior / Posterior w dowolnym odcieniu + 3 opakowania G-æniel A2 lub P-A2 GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Promocja obowiązuje w ramach tego samego rodzaju opakowania i po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10000937 ampułki unitip A2  
Art. Nr 10000938 ampułki unitip A3  
Art. Nr 10000959 ampułki unitip P-A2  
Art. Nr 10000960 ampułki unitip P-A3

Opakowania Anterior zawierające po 20 ampułek unitip: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE;  
Opakowania Anterior zawierające po 10 ampułek unitip: BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE, CVE, XBW;  
Opakowania Posterior zawierające po 20 ampułek unitip: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

4x G-æniel Anterior/Posterior  
STRZYKAWKI  
lub AMPUŁKI UNITIP

COMPOSITE  
MODELING KIT GRATIS!



Zamów 4 strzykawki lub 4 opakowania ampułek Unitip G-æniel Anterior/Posterior w dowolnym odcieniu + Composite Modeling Kit o wartości 435 zł GRATIS!<sup>1</sup>

Promocja ważna dla tego samego rodzaju opakowania.  
<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

6x G-æniel Anterior/Posterior  
STRZYKAWKI  
lub AMPUŁKI UNITIP

G-Premio BOND KIT  
GRATIS!



Zamów 6 strzykawek lub ampułek Unitip G-æniel Anterior/Posterior w dowolnym odcieniu + G-Premio BOND Kit o wartości 520 zł GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Promocja obowiązuje w ramach tego samego rodzaju opakowania i po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

### PROMOCJA STRZYKAWKI

4 + 1  
10 + 3  
245 zł  
Cena jednej strzykawki

Zamów 4 strzykawki G-æniel Anterior/Posterior w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka G-æniel A2 lub P-A2 GRATIS!<sup>1</sup>

Zamów 10 strzykawek G-æniel Anterior/Posterior w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki G-æniel A2 lub P-A2 GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10000966 strzykawka A2  
Art. Nr 10000967 strzykawka A3  
Art. Nr 10000987 strzykawka P-A2  
Art. Nr 10000988 strzykawka P-A3

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE i P-IE

## G-æniel Flo X

Idealny partner do wszystkich odbudów w odcinku bocznym!

G-æniel Flo X zawiera równomiernie rozmieszczone, ultra-drobne cząstki wypełniacza (wypełniacz ze szkła barowego) i wyróżnia się niską lepkością, a w szczególności bardzo dobrym kontrastem obrazu rtg (300% Al przy warstwie 1 mm, 284% Al przy warstwie grubości 0,5 mm), co między innymi ułatwia diagnozowanie próchnicy wtórnej.

### MIX MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

+ G-Premio BOND KIT GRATIS!

Zamów MIX 6 strzykawek spośród:  
G-æniel Anterior & Posterior/G-æniel Universal Flo/G-æniel Flo X/ G-æniel A'CHORD/Essentia/everX Posterior/ everX Flow w dowolnym odcieniu + G-Premio BOND Kit o wartości 520 zł GRATIS!<sup>1</sup>

Art. Nr 10003370 G-æniel Flo X A2; 250 zł  
Art. Nr 10003371 G-æniel Flo X A3; 250 zł

Opakowanie zawiera: Strzykawka 2 ml (3,6 g); 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa; 1 osłona chroniąca przed światłem  
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 i AO3

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Promocja obowiązuje po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



## G-æniel Universal Injectable

Kompozyt o wysokiej wytrzymałości do odbudowy ubytków  
Płynna konsystencja - długotrwała wytrzymałość

G-æniel Universal Injectable jest uniwersalnym kompozytem odtwórczym o wyjątkowej wytrzymałości i trwałości dla długotrwałych uzupełnień estetycznych. Wysoka zawartość ultra-drobnych cząstek szkła barowego i technologia pełnego pokrycia powłoką silanu (FSC) dają G-æniel Universal Injectable niezwykłą wytrzymałość - wyższą niż wiodące, dostępne na rynku kompozyty typu pasta.

### KORZYSTNA CENA

8 + 2  
175 zł  
Cena jednego opakowania  
8+BOND

Zamów 8 strzykawek G-æniel Universal Injectable w dowolnym odcieniu + 2 strzykawki G-æniel Universal Injectable A2 lub A3 GRATIS!<sup>1</sup>

Zamów 8 strzykawek G-æniel Universal Injectable w dowolnym odcieniu + G-Premio BOND uzupełnienie o wartości 420 zł GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10003722 G-æniel Universal Injectable A2; 175 zł  
Art. Nr 10003723 G-æniel Universal Injectable A3; 175 zł

Opakowanie zawiera: Strzykawka 1 ml (1,7 g), 10 końcówek aplikacyjnych typu długa igła, 1 osłona chroniąca przed światłem  
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, XBW, BW, AO1, AO2, AO3, JE, AE



Więcej informacji na temat produktu można znaleźć na stronie 14.

## G-æniel Universal Flo

Płynny i w pełni uniwersalny do wszystkich klas ubytków

Ze względu na wyjątkową płynność G-æniel Universal Flo może być stosowany jak płynny, a jest tak samo stabilny, jak konwencjonalny kompozyt. Nadaje się do wszystkich klas ubytków i odznacza się doskonałą wytrzymałością, polerowalnością i wszechstronnością.

### KORZYSTNA CENA

4 + 1 | 10 + 3  
255 zł  
Cena jednego opakowania

Zamów 4 strzykawki G-æniel Universal Flo w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka G-æniel Universal Flo A2 lub A3 GRATIS!<sup>1</sup>

Zamów 10 strzykawek G-æniel Universal Flo w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki G-æniel Universal Flo A2 lub A3 GRATIS!<sup>1</sup>

Art. Nr 10000916 G-æniel Universal Flo A2; 255 zł  
Art. Nr 10000917 G-æniel Universal Flo A3; 255 zł

Opakowanie zawiera: Strzykawka 2 ml, (3,4 g); 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, 1 osłona chroniąca przed światłem  
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV, AO2, AO3, JE, AE



Optimalnie dostosowany  
do techniki IDS  
(Immediate Dentin Sealing)!

## G2-BOND Universal

Nowy standard 2-butelkowego uniwersalnego systemu łączącego  
Produkt wytyczający nowy standard w Twoich rękach

G2-BOND Universal, dzięki opatentowanej technologii Dual-H, która zapewnia zaawansowane, zoptymalizowane połączenie zarówno z zębem, jak i kompozytem, jest uniwersalnym systemem 2-butelkowym, łączącym w sobie to, czego klinicyści oczekują od istniejących złotych standardów samowytrawiania (Self-Etch) oraz wytrawiania i płukania (Etch-and-Rinse), a nawet więcej:

- Możliwość wyboru preferowanego trybu wytrawiania
- Najwyższą trwałość i wytrzymałość wiązania
- Najwyższą odporność na przebarwienia brzeżne
- Doskonałe dozowanie i niską wrażliwość na technikę
- Szerokie zastosowanie
- Nowoczesną, inteligentną i ergonomiczną konstrukcję 1-PRIMER / 2-BOND

JUŻ TERAZ  
ZACZNIJ STOSOWAĆ

695 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10006820  
**G2-BOND Universal Bottle Kit**  
Opakowanie zawiera: 1 x 1-PRIMER 5 ml,  
1 x 2-BOND 5 ml, akcesoria; **695 zł**



Zredukowany kontakt między osłoną a butelką

Żebrowanie skonstruowane do skutecznego dociskania

- Wskazania:
- Bezpośrednie łączenie kompozytów
  - Naprawa wewnątrzna
  - Natychmiastowe uszczelnienie zębiny (IDS)
  - Leczenie nadwrażliwości

- Leczenie odsłoniętych powierzchni korzeni
- Cementowanie uzupełnień pośrednich (z G-CEM LinkForce)
- Cementowanie wkładów i odbudowa zębów (z GRADIA CORE i G-Premio BOND DCA).



# ZWYCIĘSKA 2!

Nasze wydajne i niezawodne systemy wiążące do wszystkich codziennych wyzwań związanych z odbudową



Wytycza drogę do nowego standardu 2-butelkowego systemu łączącego we wszystkich trybach wytrawiania

Dla wszechstronnej satysfakcji i komfortu Twoich pacjentów!


Uniwersalne zastosowanie unikalnej kompozycji

- 4-MET dla niezawodnej adhezji do szkliwa i zębiny
- MDP dla doskonałej adhezji do szkliwa i zębiny, cyrkonu, tlenku glinu i metali nieszlachetnych
- MDTP do łączenia z metalami szlachetnymi
- System łączący bez HEMA dla potwierdzonej klinicznie wyjątkowej trwałości<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.

Inne dostępne opakowania:  
Art. Nr 10006823 **G2-BOND Universal 1-PRIMER** uzupełnienie 1 x butelka 5 ml; **510 zł**

Art. Nr 10006824 **G2-BOND Universal 2-BOND** uzupełnienie 1 x butelka 5 ml; **215 zł**



G-Premio BOND DCA = aktywator podwójnego utwardzania



## G-Premio BOND

Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy uniwersalny system łączący do wszystkich technik łączenia, idealny do napraw i do stosowania przy nadwrażliwości!



6 x MATERIAŁ  
KOMPOZYTOWY GC

G-Premio BOND KIT  
GRATIS!

Zamów 6 strzykawk G-aenial Anterior/ Posterior; G-aenial A'CHORD; Essentia lub Essentia HiFlo/LoFlo w dowolnym odcieniu + G-Premio BOND Kit o wartości 520 zł GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

G-Premio BOND  
OPAKOWANIE 3-BUTELKOWE

G-AENIAL A'CHORD  
STRZYKAWKA lub AMPUŁKI  
UNITIP GRATIS!

Zamów 1 x G-Premio BOND opakowanie 3-butelkowe + 1 x strzykawka lub 1 x opakowanie ampułek Unitip G-aenial A'CHORD w odcieniu A2 lub A3 GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

KORZYSTNA CENA

G-Premio BOND  
OPAKOWANIE 3-BUTELKOWE

1 060 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10001460  
**G-Premio BOND opakowanie 3-butelkowe**  
3 butelki po 5 ml; **1 060 zł**

G-Premio BOND  
UZUPEŁNIENIE

420 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10001462  
**G-Premio BOND uzupełnienie**  
1 butelka 5 ml; **420 zł**



ZAMKNIĘCIE  
FLIP-TOP

300 aplikacji na jedną butelkę 5 ml

Korzystaj z wysokiej wydajności, odkrywając jednocześnie łatwiejsze użytkowanie

Jako opcja:



Dostępne opakowania:

Art. Nr 10001462 **G-Premio BOND uzupełnienie** 1 butelka 5 ml; **420 zł**  
Art. Nr 10001460 **G-Premio BOND opakowanie 3-butelkowe** 3 butelki po 5 ml; **1 060 zł**  
Art. Nr 10001243 **G-Premio BOND Unit Dose** 50 jednostkowych ampułek (0,1 ml), akcesoria; **560 zł**  
Art. Nr 10001349 **G-Premio BOND DCA** 1 butelka 3 ml aktywatora Dual Cure (DCA); **235 zł**

## GC Fuji TRIAGE®

### Rozwiązanie do ochrony częściowo wyrzniętych zębów trzonowych z użyciem glasonomeru

Optymalne zaopatrzenie świeżo wyrzniętych zębów trzonowych wynikające z zalet materiału: ponieważ nie jest konieczne ani wytrawianie, ani środek łączący, aplikacja jest niezwykle prosta i szybka, a dzięki zdolności Fuji TRIAGE do zapływania, materiał łatwo trafia również w głębokie bruzdy. Reakcja samoutwardzania Fuji TRIAGE w wersji Fuji TRIAGE Pink może być przyspieszana przez ciepło uwalniane z lampy polimeryzacyjnej. Fuji TRIAGE w kolorze białym jest oferowane jako rozwiązanie estetyczne.



#### KORZYSTNA CENA

4 + 1

10 + 3

595 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania po 50 kapsulek Fuji TRIAGE w dowolnym odcieniu  
+ 1 opakowanie (50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!  
Zamów 10 opakowań po 50 kapsulek Fuji TRIAGE w dowolnym odcieniu  
+ 3 opakowania (po 50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!

Art. Nr 10000587 Fuji TRIAGE kapsułki w odcieniu Pink  
Art. Nr 10000588 Fuji TRIAGE kapsułki w odcieniu White  
Opakowanie zawiera: 50 kapsulek

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

#### KORZYSTNA CENA

2 OPAKOWANIA KAPSULEK FUJI TRIAGE

10-TUBOWE OPAKOWANIE GC TOOTH MOUSSE GRATIS!

Zamów 2 opakowania po 50 kapsulek Fuji TRIAGE w dowolnym odcieniu  
+ 1 opakowanie GC Tooth Mousse Asortyment (10 tub, po 2 z każdego smaku) GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



## ROZWIĄZANIA MI Z GC

### GC MI Paste Plus® & GC Tooth Mousse®

Remineralizujące kremy ochronne do zębów o potrójnym działaniu: wzmacniają, ochraniają, uzupełniają.

#### Tooth Mousse czy MI Paste Plus?

Tooth Mousse i MI Paste Plus mogą być stosowane do tych samych wskazań. Tooth Mousse jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 6 lat w celu uniknięcia ryzyka fluorozoy. Ponadto produkt nadaje się również do przypadków, w których nie jest wymagana ani pożądana suplementacja fluorkowa. Do stosowania na noc Tooth Mousse zaleca się do 12. roku życia. MI Paste Plus można stosować od tego wieku.



#### GC MI Paste Plus & GC Tooth Mousse

- Pierwsze, wypróbowane i przetestowane miliony razy kremy ochronne do zębów z opatentowanym kompleksem aktywnym RECALDENT™
- Zaopatruje zęby w niezbędną ilość wapnia, fosforu i fluoru\*
- Eliminuje nadwrażliwość
- Idealne zdrowie zębów, stała ochrona, wzmocnienie i regeneracja
- Działa szybko i skutecznie
- Bezcukrowa ochrona zębów

\* MI Paste Plus zawiera dodatkowo 900 ppm fluoru



CPP-ACPF (fosfopeptyd kazeiny oraz amorficzny fosforan wapnia i fluor) został opracowany przez School of Dental Science na University of Melbourne Victoria w Australii. RECALDENT™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym na licencji RECALDENT™ Pty. Ltd. RECALDENT™ CPP-ACP pochodzi z białka mleka. Nie należy go stosować u pacjentów z alergią na białka mleka i hydroksybenzoesan

#### KORZYSTNA CENA

5 + 1

750 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 5 opakowań po 10 sztuk GC Tooth Mousse (pojedynczy smak lub różne)  
+ 1 opakowanie GC Tooth Mousse Asortyment (10 tub, po 2 z każdego smaku) GRATIS!<sup>1</sup>

Możliwy mix smaków. **Oferta obowiązuje dla wszystkich dostępnych 10 tubowych opakowań GC Tooth Mousse.**

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



**GC Tooth Mousse**  
Opakowanie 10 sztuk; **750 zł**  
Dostępne smaki: Melon, Mięta, Truskawka, Tutti-Frutti, Wanilia

#### KORZYSTNA CENA

5 + 1

840 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 5 opakowań po 10 sztuk GC MI Paste Plus (pojedynczy smak lub różne)  
+ 1 opakowanie GC MI Paste Plus Asortyment (10 tub, po 2 z każdego smaku) GRATIS!<sup>1</sup>

Możliwy mix smaków. **Oferta obowiązuje dla wszystkich dostępnych 10 tubowych opakowań GC MI Paste Plus.**

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



**GC MI Paste Plus**  
Opakowanie 10 sztuk; **840 zł**  
Dostępne smaki: Melon, Mięta, Truskawka, Tutti-Frutti, Wanilia

Globalny problem, który dotyka co siódme dziecko. Rozwiązania terapeutyczne z GC w leczeniu hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej.



**Więcej o MIH**  
Dalsze informacje, obraz kliniczny, objawy, rozwiązania terapeutyczne z GC można znaleźć tutaj:



### MI Varnish™

MI Varnish zawiera 22 600 ppm fluoru, jak również RECALDENT (CPP-ACP) i jest przeznaczony do aplikacji w gabinecie. Szybko przylega do zębów, nie zrylając się i służy jako rezerwuuar minerałów i fluoru. RECALDENT (CPP-ACP) i fluor działają synergicznie: gdy RECALDENT (CPP-ACP) wchodzi w kontakt z fluorem, stabilizuje jony fluorkowe, tworząc idealne źródło do budowy bardziej odpornej na kwas fluorapatytu.



Art. Nr 10003389 **MI Varnish Zestaw Intro**  
Zestaw zawiera: 10 pojedynczych dawek (0,4 ml)  
MI Varnish (5 x Truskawka + 5 x Mięta),  
20 mikropędzłków; **155 zł**

Art. Nr 10003390  
**MI Varnish opakowanie uzupełniające**, smak truskawki  
Art. Nr 10003391  
**MI Varnish opakowanie uzupełniające**, smak mięty  
Opakowanie zawiera: 35 pojedynczych dawek (0,4 ml)  
MI Varnish, 50 mikropędzłków; **440 zł**

Art. Nr 10003392 **MI Varnish Opakowanie kliniczne**, smak truskawki  
Art. Nr 10003393 **MI Varnish Opakowanie kliniczne**, smak mięty  
Opakowanie zawiera: 100 pojedynczych dawek (0,4 ml) MI Varnish,  
100 mikropędzłków; **1 010 zł**

## FREEGENOL

### Cement do tymczasowego osadzania

FREEGENOL jest cementem bez eugenolu do tymczasowego cementowania uzupełnień pośrednich. Jest w pełni kompatybilny i bezpieczny w użyciu z materiałami zawierającymi żywice akrylowe. Biokompatybilny z tkankami zęba i tkankami miękkimi. FREEGENOL jest łatwy w użyciu i po zmieszaniu ma gładką, kremową konsystencję.

- Nie zawiera eugenolu, nie ma negatywnego wpływu na polimeryzację materiałów zawierających żywice
- Możliwość dostosowania konsystencji
- Łatwy do usunięcia z koron i filarów
- W zestawie specjalny środek czyszczący



Art. Nr 10000675  
**FREEGENOL TEMPORARY 1-1 Pack; 250 zł**  
Opakowanie zawiera: 55 g Baza, 20 g Katalizator, 2,5 ml środek czyszczący, bloczek do mieszania

#### Wskazania:

- Tymczasowe cementowanie uzupełnień pośrednich.
- Czas wiązania można dostosować w zależności od potrzeb:
  - więcej bazy
  - wiązanie szybsze
  - mniej bazy
  - wiązanie wolniejsze

## GC Fuji TEMP LT™

Bezkompromisowy, niezawodny, komfortowy przy zdejmowaniu cementu glasonomerowego do długotrwałego cementowania tymczasowego

- Gwarantuje retencję i łatwe usuwanie
- Łatwe osadzanie dzięki cienkiej warstwie materiału (6 µm)
- Początkowa konsystencja podobna do gumy dla łatwego usuwania nadmiarów
- Widoczny na zdjęciach rtg
- Idealny do cementowania na łącznikach implantów



Art. Nr 10007514  
**GC Fuji TEMP LT uzupełnienie; 770 zł**  
Opakowanie zawiera: 2 naboje Fuji TEMP LT (7,2 ml/13,3 g), 1 bloczek do mieszania N° 22

Aksesoria:  
Art. Nr 700000023 **Paste Pak Dispenser**, podajnik; **480 zł**

## GC PLIERS

Kleszce ze stali nierdzewnej przeznaczone do łatwego usuwania i przenoszenia uzupełnień pośrednich. Dzięki retencyjnym końcówkom roboczym dobrze utrzymują uzupełnienia.

- Opcjonalnie stosowane gumowe nakładki, zapewniają amortyzację i przyczepność w razie potrzeby. Skuteczność kleszczy zwiększa się w połączeniu z proszkiem retencyjnym
- Delikatne dla powierzchni koron ceramicznych i licowanych kompozytem
- Nie uszkadzają powierzchni koron ani licówek
- Minimalizują ryzyko złamania marginesu lub uciśnięcia tkanki
- Bardzo łatwe do czyszczenia
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Łatwa sterylizacja i dezynfekcja



Art. Nr 10001804 **GC PLIERS z Accessory Set; 1 480 zł**  
Opakowanie zawiera: Kleszce GC PLIERS, gumowe nakładki (50 szt.), proszek retencyjny (4 g).  
Aksesoria:  
Art. Nr 10000089 **Accessory Set; 440 zł**  
Opakowanie zawiera: gumowe nakładki (50 szt.), proszek retencyjny (4 g).

## TEMPSMART™ DC

Szybko i skutecznie do tymczasowego uzupełnienia

**Uzupełnienia tymczasowe odgrywają ważną rolę w stomatologii odtwórczej.** Nie tylko chronią opracowane zęby, ale także zapewniają komfort i estetykę do momentu uzyskania przez pacjenta ostatecznej odbudowy. Wprowadzona przez GC nowa technologia, dzięki TEMPSMART DC, czyni materiały tymczasowe bardziej inteligentnymi. TEMPSMART DC to pierwszy, niezawierający plastyfikatorów, podwójnie utwardzalny materiał tymczasowy, zaprojektowany tak, aby ułatwić i uczynić codzienną pracę bardziej wydajną.

### KORZYSTNA CENA

4 + 1

470 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania TEMPSMART DC nabój 48 ml w dowolnym odcieniu + 1 nabój TEMPSMART DC nabój 48 ml w odcieniu A2 lub A3 GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Aksesoria:  
Art. Nr 10003754 **Końcówki mieszające II SSS** (60 szt.); **280 zł**  
Art. Nr 10003335 **Końcówki mieszające GC Automix Tip Regular** (10 szt.); **60 zł**

## GC UNIFAST III

Samoutwardzalna żywica akrylowa do długoterminowych uzupełnień tymczasowych: koron, mostów, wkładów i napraw. Ekonomiczne rozwiązanie z doskonałą estetyką.

Dostępne opakowania:  
Art. Nr 10000697 **GC Unifast III Zestaw wprowadzający 2-1; 480 zł**  
Zawiera: 35 g proszek A2-A3, 40 g (42 ml) płyn, akcesoria.



## OPTIGLAZE color

Światłoutwardzalna glazura do charakteryzacji pośrednich uzupełnień akrylowych, kompozytowych, z PMMA, ceramiki hybrydowej i druku 3D

**OPTIGLAZE color** butelka 2,6 ml; **260 zł**  
**OPTIGLAZE color** butelka 5 ml; **260 zł**

Kolory: A plus, B plus, C plus, White, Ivory White, Yellow, Orange, Pink Orange, Red Brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red, Clear, Clear HV

Podane ceny oparte są na cenach detalicznych rekomendowanych przez producenta. Aktualne ceny sprzedaży można uzyskać bezpośrednio u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2024.

Skontaktuj się z regionalnym Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji na temat TEMPSMART DC!

FREEGENOL  
FUJI TEMP LT  
GC PLIERS  
TEMPSMART DC



#### PEWNA WYTRZYMAŁOŚĆ

- Wysoka odporność na złamania
- Idealny na mosty w odcinku bocznym

#### INTELIGENTNA KONCEPCJA

- Krótki czas obróbki dzięki opcji utwardzania światłem

#### ESTETYCZNE REZULTATY

- Fluorescencja i długotrwały połysk

#### KOMFORT UŻYTKOWANIA

- Nie klei się
- Wysoki połysk w kilku krokach



Dostępne opakowania:  
Art. Nr 10001474 **TEMPSMART DC A2**  
Art. Nr 10001475 **TEMPSMART DC A3**  
Zawiera: 1 x 48 ml nabój, 16 końcówek mieszających; **470 zł**

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, BW

Dostępne opakowania:  
Art. Nr 10001480 **TEMPSMART DC A2**  
Art. Nr 10001481 **TEMPSMART DC A3**  
Zawiera: 1 x 10 ml strzykawka, 10 końcówek mieszających; **280 zł**

Odcienie: A1, A2, A3, B1

## GC REVOTEK LC

Jednoskładnikowy kompozyt utwardzany światłem do wykonywania tymczasowych wkładów, nakładów, koron, licówek i mostów.

Dostępne opakowania:  
Art. Nr 10000246 **Revotek LC; 370 zł**  
6 g materiału w odcieniu B2.



### KORZYSTNA CENA

4 + 1

260 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania OPTIGLAZE color + 1 opakowanie OPTIGLAZE color A plus lub Clear GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

## GRADIA® CORE

Podwójnie utwardzalny kompozyt do odbudowy zrębu i cementowania wkładów

### Niezawodna retencja na całej głębokości



Cementowanie wkładu i odbudowa zrębu jednym tiksotropowym materiałem



Dostępne opakowania:  
Art. Nr 10004896 **GRADIA CORE Intro Package**  
Zawiera: GRADIA CORE nabój 10 ml (20 g), G-Premio BOND butelka 5 ml, G-Premio BOND DCA butelka 3 ml, podajnik GRADIA CORE Dispenser; Cena jednego opakowania; **1 005 zł**

Art. Nr 10004816 **GRADIA CORE Kit**  
Zawiera: GRADIA CORE nabój 10 ml (20 g), G-Premio BOND butelka 5 ml, G-Premio BOND DCA butelka 3 ml; Cena jednego opakowania; **970 zł**

Art. Nr 10000765 **GRADIA CORE cartridge Refill**  
Zawiera: GRADIA CORE nabój 10 ml (20 g) Cena jednego opakowania; **485 zł**



Zachowuje się podobnie jak zębina

Twardość\* (Hv) **66**

\* W trybie podwójnego utwardzania  
Źródło: GCC R&D - dane dostępne na życzenie



Siła wiązania z zębinią (MPa), podwójne utwardzanie **21**



Bezpieczna retencja przy użyciu uniwersalnego systemu łączącego

Źródło: GCC R&D - dane dostępne na życzenie



## everStick®

Wzmocnienia z włókien do codziennej praktyki stomatologicznej

- Minimalnie inwazyjne i odwracalne: inne możliwości leczenia pozostają nadal otwarte
- Doskonałe właściwości mechaniczne
- Unikalne, opatentowane połączenie
- Elastyczność zbliżona do elastyczności zębiny
- Obszerne informacje naukowe
- Ponad 300 publikacji i szereg rozpraw naukowych
- Długoterminowe obserwacje kliniczne z doskonałymi rezultatami

Uzupełnienia:

- Art. Nr 10003436 **everStick C&B**, 1 x 8 cm; **340 zł**
- Art. Nr 10003435 **everStick C&B**, 2 x 12 cm; **925 zł**
- Art. Nr 10003422 **everStick NET**, 30 cm<sup>2</sup>; **925 zł**
- Art. Nr 10003426 **everStick ORTHO**, 2 x 12 cm; **790 zł**
- Art. Nr 10003434 **everStick PERIO**, 1 x 8 cm; **310 zł**
- Art. Nr 10003433 **everStick PERIO**, 2 x 12 cm; **865 zł**
- Art. Nr 10003430 **everStick POST**, 10 x wkład Ø 0,9 mm; **550 zł**
- Art. Nr 10003431 **everStick POST**, 10 x wkład Ø 1,2 mm; **550 zł**
- Art. Nr 10003432 **everStick POST**, 10 x wkład Ø 1,5 mm; **550 zł**



Dostępne opakowania:  
Art. Nr 10003423 **everStick, Starter Kit; 2 020 zł**  
Zestaw zawiera: 8 cm everStick C&B; 8 cm everStick PERIO; 30 cm<sup>2</sup> everStick NET; 5 x everStick POST Ø 1,2 mm; 6 ml Modeling Liquid; 1 x G-aenial Universal Flo strzykawka; 1 x instrument silikonowy StickREFIX D; 1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER

Art. Nr 10003438 **everStick COMBI Kit; 1 095 zł**  
Zestaw zawiera: 8 cm everStick C&B, 8 cm everStick PERIO, 30 cm<sup>2</sup> everStickNET, 5 x everStick POST Ø 1,2 mm, 1 instrument ręczny StickSTEPPER, 1 instrument silikonowy StickREFIX D

Art. Nr 10003437 **everStick Intro Kit; 440 zł**  
Zestaw zawiera: 8 cm everStick C&B, 8 cm everStick PERIO, 1 instrument silikonowy StickREFIX D

Art. Nr 10003429 **everStick POST Intro; 875 zł**  
Zestaw zawiera: 5 x wkład Ø 0,9 mm; 5 x wkład Ø 1,2 mm; 5 x wkład Ø 1,5 mm; 6 ml Modeling Liquid



## Get Connected SMILE Program

Zdobytą wiedzę. Dziel się doświadczeniem. Korzystaj.

GC Get Connected - wszystko w jednej aplikacji!

Skorzystaj z okazji, aby w każdej chwili uzyskać informacje na temat GC i naszych produktów - pobierz aplikację GC Get Connected na swój telefon. Przeglądaj naszą bibliotekę online, oglądaj filmy prezentowane przez użytkowników, dowiedz się o szkoleniach i wydarzeniach, a także uzyskaj informacje o naszych produktach.

W GC, uśmiechy są warte więcej - uczymy się, dzielimy doświadczeniem, korzystamy. Pobierz teraz program "Get Connected Smile Program" na swoją komórkę.




### POBIERZ APP

Pobierz GC Get Connected Smile Program jako aplikację na swój telefon komórkowy już dzisiaj i bądź na bieżąco!



# Implanty Aadva™



System implantologiczny GC Aadva opiera się na nowatorskiej synergii implantoprotetyki z koncepcją stomatologii CAD/CAM. Zapewnia kompleksowe rozwiązania do wszystkich przypadków leczenia implantologicznego. Wszystkie elementy systemu są rozwiązaniami reprezentującymi najbardziej aktualny stan wiedzy i spełniają najwyższe standardy jakości GC.

## Linia implantów GC Aadva

Implanty cylindryczne



wąski standardowy szeroki

- **Wąski  $\varnothing$  3,3**  
Długości 8-10-12-14 mm

Implanty stożkowe



wąski standardowy szeroki

- **Standardowy  $\varnothing$  4,0**  
Długości 8-10-12-14 mm

Implanty krótkie  
Długość 6,3 mm



$\varnothing$  4,2  $\varnothing$  5,2

- **Szeroki  $\varnothing$  5,0**  
Długości 8-10-12-14 mm

### JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z regionalnym Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji lub napisz mail na adres:  
[info.poland@gc.dental](mailto:info.poland@gc.dental)

### OFERTA NA START\*

4 999 zł

Zamów OFERTĘ NA START + G-CEM ONE System Kit GRATIS!<sup>1</sup>

Zawiera: 10 x implant, 10 x śruba zamykająca, 1 x kasetka chirurgiczna Aadva Surgical Kit + G-CEM ONE System Kit GRATIS!<sup>1</sup>  
Zestaw zawiera: 2 x G-CEM ONE strzykawka 4,6 g (A2 i TR), 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml, 1 x G-Multi PRIMER 5 ml, akcesoria

### OFERTA ZE SZKOLENIEM NR 1\*

4 499 zł

Zawiera: 5 x implant, 5 x śruba zamykająca, + uczestnictwo w szkoleniu nr 1 + wypożyczenie kasetki chirurgicznej Aadva Surgical Kit + konsultacje online z lekarzem prowadzącym szkolenie, dotyczące planowania leczenia z wykorzystaniem zakupionych implantów

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

### KORZYSTNA CENA

#### OFERTA ANALOGOWA\*

7 499 zł

Zawiera: 10 x implant, 10 x śruba zamykająca, 10 x śruba gojąca, 10 x analog, 10 x transfer wyciskowy

### KORZYSTNA CENA

#### OFERTA CYFROWA\*

7 999 zł

Zawiera: 10 x implant, 10 x śruba zamykająca, 10 x śruba gojąca, 4 x Scan Body, 4 x analog do modeli drukowanych

\* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

## 1 Wprowadzenie do chirurgii implantologicznej na podstawie systemu GC Aadva

### Część teoretyczna

- Wprowadzenie do implantologii
- Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu implantacji
- Przygotowanie gabinetu do zabiegu
- Dobór implantu do warunków anatomicznych
- Kwalifikacja pacjenta

- Zasady planowania implantoprotetycznego
- Powikłania pozabiegowe

### Część praktyczna

- Analiza CBCT
- Zabiegi z udziałem pacjentów



**PROWADZĄCY**  
dr n. med. Tomasz Klatkiewicz

### 1 SZKOLENIE

Środa Wielkopolska

Szczegóły u Konsultanta GC

**Koszt uczestnictwa:** 1 750 zł

## 2 Techniki chirurgiczne w leczeniu implantologicznym

### Część teoretyczna

Wprowadzenie teoretyczne do zaplanowanych procedur oraz zabiegów z udziałem pacjentów

### Część praktyczna

- Ekstrakcje zębów i metody zachowania wyrostka zębodołowego
- Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą przy użyciu osteotomów oraz

ekspanderów do kości, z i bez użycia materiałów kośćozastępczych

- Rozszczepy wyrostków w odcinku przednim/bocznym, pacjenci po wypadkach
- Wydłużenie płata błony śluzowej przedsionka jamy ustnej podczas rozszczeptów
- Zaawansowane techniki szycia przy rozległych cięciach w obrębie jamy ustnej



**PROWADZĄCY**  
dr n. med. Tomasz Klatkiewicz

### 2 SZKOLENIE

Środa Wielkopolska

Szczegóły u Konsultanta GC

**Koszt uczestnictwa:** 1 750 zł

## 3 Mój pierwszy implant - kurs praktyczny na preparatach ludzkich

### Część praktyczna

- Wprowadzenie do implantologii i procedur implantacji i rekonstrukcji protetycznej
- Podstawy analizy zdjęć CBCT, planowanie implantacji i rekonstrukcji protetycznej
- Sposoby wykonania rekonstrukcji protetycznych
- Podstawowe zabiegi augmentacji podczas zabiegu implantacji
- Analiza CBCT preparatów głów ludzkich
- Zabiegi pokazowe na preparatach nieutrwalonych głów ludzkich wykonywane przez prowadzących
- Indywidualne warsztaty z prowadzącymi
- Samodzielne zabiegi ekstrakcji i implantacji



**PROWADZĄCY**  
dr n. med. Tomasz Klatkiewicz  
dr n. med. Krzysztof Gawriolek

### 3 SZKOLENIE

Przeźmierowo k. Poznań  
8-9.11.2024

Szczegóły:  
[www.poznanlab.pl](http://www.poznanlab.pl)  
lub u Konsultantów GC

## Warsztaty w Twoim gabinecie: rozwiązania i praktyczna wiedza!

- Jak dobrać implant do danego wskazania i jak "odnaleźć się" w kasecie chirurgicznej.
- Omówienie komponentów protetycznych wraz z ich wskazaniami.
- Technika Flow Injection w implantologii.

### Warsztat praktyczny:

- Preparacja łoża pod implant wraz z jego wprowadzeniem
- Przykręcenie poszczególnych elementów protetycznych
- Zamykanie i maskowanie kanałów w pracach przykręcanych

Skondensowana wiedza na temat G-æniał A'CHORD dostępna teraz online

## G-æniał A'CHORD

W celu jak najłatwiejszego udostępnienia praktykom nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej wiedzy na temat G-æniał A'CHORD, GC uruchomiło specjalną stronę internetową.

<http://gaenialachord.com>

Poza teoretycznymi wyjaśnieniami, strona ta ilustruje np. skalę odcieni. A fakt, że estetykę i wytrzymałość uzupełnień w odcinku przednim i bocznym można połączyć w jeden prosty system, został potwierdzony w praktyce przez różnych lekarzy dentystów z Australii, Francji czy Niemiec.

Grafiki wizualizują także wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie G-æniał A'CHORD, podczas gdy filmy wideo pokazują praktyczne zastosowanie zarówno w obrazie jak i w dźwięku.



## Przewodnik "Restorative solution" z GC

Od początku swojej działalności GC zawsze koncentrowało się na opracowaniu innowacyjnych materiałów odtwórczych dla każdej sytuacji klinicznej. Aby ułatwić stomatologom te procedury, GC przygotowało przewodnik "GC Restorative Solution", dostępny jako bezpłatna aplikacja na systemy Android lub iOS.

W zależności od projektowanego uzupełnienia, materiału i uwarunkowań klinicznych aplikacja pomaga wybrać najlepszy materiał odtwórczy. Przewodnik przedstawia w 3D wszystkie rodzaje ubytków i pokazuje ich odbudowę przy użyciu zaawansowanych szkło-jonamerów,

hybrydy szkła i/lub kompozytów GC do odbudowy zębów. Aplikacja zawiera również instrukcje krok po kroku, jakie odcienie i grubości warstw należy stosować, aby uzyskać jak najlepszy efekt. Ponadto aplikacja zawiera informacje na temat systemów adhezyjnych i technik odbudowy wzmocnionych włóknem szklanym, a także szczegółowe ilustracje dotyczące procedur naprawy uzupełnień pośrednich.



## Przewodnik GC dotyczący cementowania

**Wybór właściwego materiału dla każdego wskazania**

Długotrwałe powodzenie odbudowy zależy przede wszystkim od właściwego doboru i prawidłowego zastosowania materiałów do osadzania. Ponieważ idealny materiał do cementowania, który spełnia wszystkie wymagania dla każdego wskazania nie istnieje, wyboru należy dokonać w zależności od właściwości fizycznych i adhezyjnych, wymagań estetycznych, wrażliwości techniki i dowodów naukowych dostępnych dla każdego przypadku. Aby ułatwić ten proces stomatologom GC opracowało przewodnik "GC Luting Guide",

dostępny jako bezpłatna aplikacja na systemy Android lub iOS. W zależności od projektowanego uzupełnienia, materiału i uwarunkowań klinicznych aplikacja pomaga wybrać najlepsze rozwiązanie do cementowania. Oprócz wyboru materiału do osadzania, decydujące znaczenie ma jego prawidłowe zastosowanie. W przewodniku "GC Luting Guide" każdy etap kliniczny jest od początku do końca szczegółowo opisany i zilustrowany przejrzystymi zdjęciami.



Szkolenia praktyczne w Twoim gabinecie: rozwiązania i praktyczna wiedza!

### Protokół tworzenia estetycznych koron

Poznaj rozwiązania GC i protokół tworzenia estetycznych koron. Odkryj nasze karty techniczne obejmujące etap wyboru materiału odtwórczego i sposobu preparacji oraz protokoły cementowania.

**Szkolenie praktyczne:**

- Tradycyjne i adhezyjne cementowanie estetycznych koron w odcinku przednim i bocznym.

### Biomimetyczne rozwiązania do odbudowy zębów bocznych

Wybierz swoje optymalne rozwiązanie do odbudowy rozległych ubytków w zębach bocznych: wzmocniony krótkimi włóknami płynny kompozyt everX Flow czy szklano-hybrydowy system odtwórczy EQUIA Forte HT.

**Szkolenie praktyczne:**

- Odbudowa krok po kroku rozległych ubytków w zębach bocznych

### Estetyka łatwa do osiągnięcia z uniwersalnym materiałem kompozytowym

Przekonaj się jak łatwo za pomocą jednego odcienia G-æniał A'CHORD uzyskasz naturalnie wyglądające uzupełnienie w odcinku przednim.

**Szkolenie praktyczne:**

- Odbudowa krok po kroku ubytków w odcinku przednim techniką uproszczoną i wielowarstwową

### Inteligentne rozwiązania z GC do częściowych uzupełnień pośrednich

Onlay i overlay od A do Z. Przekonaj się jakie to proste z naszymi rozwiązaniami! Preparacja, wybór materiału, wykańczanie i cementowanie częściowego uzupełnienia pośredniego. Zapytaj o karty techniczne do poszczególnych etapów procedury!

**Szkolenie praktyczne:**

- Charakteryzacja i adhezyjne cementowanie pośredniego uzupełnienia częściowego za pomocą uniwersalnego cementu kompozytowego G-CEM ONE.

### Wprowadzenie do systemu implantologicznego GC Aadva

Jak dobrać implant do danego wskazania i jak "odnaleźć się" w kasecie chirurgicznej. Omówienie komponentów protetycznych wraz z ich wskazaniami. Technika flow Injection w implantologii.

**Szkolenie praktyczne:**

- Preparacja łoża pod implant wraz z jego wprowadzeniem
- Przykręcenie poszczególnych elementów protetycznych
- Zamykanie i maskowanie kanałów w pracach przykręcanych

### Szkolenia *A-La-Carte* w gabinecie

Zdecyduj się na szkolenie praktyczne GC!

Dostosujemy je do potrzeb Twojej praktyki dentystycznej.

Nasze szkolenia praktyczne A-la-Carte oferują rozwiązania do szerokiej gamy codziennych wyzwań i są przeznaczone dla całego zespołu!

PRZYDATNE  
WSKAZÓWKI!

ELASTYCZNY  
czas trwania!

BEZPŁATNY  
UDZIAŁ!

### JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z regionalnym Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji lub napisz mail na adres: [info.poland@gc.dental](mailto:info.poland@gc.dental)



## Konsultanci GC

Nasi specjaliści ds. produktów są do Państwa dyspozycji i chętnie udzielą Państwu indywidualnej porady.



Tomasz Markowski  
SZCZECIN / POZNAŃ /  
GDAŃSK / TORUŃ / OLSZTYN  
M. +48 698 648 384  
Tomasz.Markowski@gc.dental  
**Technika Dentystyczna**



Magdalena Kujawska  
SZCZECIN / KOSZALIN  
M. +48 532 534 843  
Magdalena.Kujawska@gc.dental  
**Stomatologia**



Małgorzata Dukat  
GDYNIA / SŁUPSK /  
OLSZTYN  
M. +48 697 692 202  
Małgorzata.Dukat@gc.dental  
**Stomatologia**



Sebastian Lewandowski  
GDAŃSK / BYDGOSZCZ /  
TORUŃ  
M. +48 516 035 806  
Sebastian.Lewandowski@gc.dental  
**Stomatologia / Implanty**




Krzysztof Szymański  
WARSZAWA / OSTROŁĘKA /  
EŁK / ŁOMŻA  
M. +48 790 269 100  
Krzysztof.Szymanski@gc.dental  
**Stomatologia**



Maria Glabisz  
POZNAŃ  
M. +48 605 212 615  
Maria.Glabisz@gc.dental  
**Stomatologia**



Agnieszka Sobala  
ŁÓDŹ / PŁOCK / RADOM  
M. +48 666 857 080  
Agnieszka.Sobala@gc.dental  
**Stomatologia**



Magdalena Olko  
RZESZÓW / LUBLIN / ZAMOŚĆ  
M. +48 697 578 193  
Magdalena.Olko@gc.dental  
**Stomatologia**



Rafał Rumak  
WARSZAWA / BIAŁYSTOK / ŁÓDŹ /  
LUBLIN / RZESZÓW / KRAKÓW /  
KIELCE  
M. +48 698 167 808  
Rafal.Rumak@gc.dental  
**Technika Dentystyczna**



Marcin Sidor  
WROCŁAW / OPOLE /  
ZIELONA GÓRA / KALISZ /  
KATOWICE / CZĘSTOCHOWA  
M. +48 508 278 585  
Marcin.Sidor@gc.dental  
**Technika Dentystyczna**



Joanna Łaban-Nanowska  
WROCŁAW / ZIELONA GÓRA  
M. +48 664 700 144  
Joanna.LabanNanowska@gc.dental  
**Stomatologia**



Dominika Ostrowska  
OPOLE / CZĘSTOCHOWA /  
GLIWICE / BYTOM  
M. +48 662 012 689  
Dominika.Ostrowska@gc.dental  
**Stomatologia**



Łukasz Ryński  
KATOWICE / TYCHY /  
BIELSKO-BIAŁA  
M. +48 733 338 381  
Lukasz.Rynski@gc.dental  
**Stomatologia**



Piotr Dąbrowski  
KRAKÓW / KIELCE / ZAKOPANE  
M. +48 505 402 204  
Piotr.Dabrowski@gc.dental  
**Stomatologia / Implanty**



Odwiedź naszą stronę internetową:  
<https://www.gc.dental/europe/pl-PL>



Odwiedź profil GC Poland na Facebook'u:  
<https://www.facebook.com/GCDentalPoland>



Odwiedź kanał GC Europe na YouTube:  
[www.youtube.com/user/GCEuropeProducts](https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts)



Odwiedź profil GC Poland na Instagramie:  
[https://www.instagram.com/gc\\_poland/](https://www.instagram.com/gc_poland/)